




Stoma
Skin
Soul



Product Catalogue 2025

ダンサック製品カタログ

Feeling comfortable in your own skin

患者様の快適な生活を
サポートいたします



Stoma
Skin
Soul

ダンサックハートアイコンは、ストーマ袋の形と拇印を組み合わせたものです。これら2つの要素は、患者様のお肌の健康に重きを置いた私たちの製品が、ストーマとともに生活する人々の2つとない個性に寄り添い、サポートしていきたいという想いを表しています。



ノバライフ TRE™

単品系装具・二品系装具

「TRE™ テクノロジー」により
お肌を積極的に守ります。



ノバライフ TRE™ シリーズが

スキンヘルス・アライアンスによる皮膚科学に関する公式認定を受けました



スキンヘルス・アライアンスとは？

スキンヘルス・アライアンスは、国際的にスキンヘルス(肌の健康)をリードする独立した非営利団体です。共通の関心を持つ皮膚科医、科学者、産業界と密接に関係し、スキンヘルス(肌の健康)の促進に取り組んでいます。スキンヘルス・アライアンスは、製品研究において第三者機関での皮膚科学の専門家による評価を求める企業、サービス、ブランドに対し、専門的な認定と推進を与えます。

スキンヘルス・アライアンスによる公式認定とは？

私たちの製品が実施している厳しい安全性テストに加え、スキンヘルス・アライアンスによる公式認定を受けたということは、ノバライフ TRE™ シリーズのストーマ製品が専門家パネルによって独自に検証されたことを意味します。

理想は
「本来あるべきお肌の健康な状態」
を維持すること



今までに類を見ないダンサック独自の
「TRE™ テクノロジー」を使用した
バライフ TRE™シリーズ。

Contents

07 ダンサック製品情報概要

Products Information

- 08 ノバライフ ^{トレイ}TRE™ 皮膚保護剤
TRE™ テクノロジー／TRE™ 皮膚保護剤の使用をおすすめできる3つの理由
- 14 ダンサックストーマ装具の特長
- 16 ノバライフ ^{トレイ}TRE™ シリーズ 消化管用排出口 製品特長
- 18 ノバライフ ^{トレイ}TRE™ シリーズ 尿路用排出口 製品特長
- 20 ノバライフ ^{トレイ}TRE™ シリーズ 排出口 操作手順
- 21 アクセサリー取付手順 ドレインチューブアダプター／ダンサックベルト
- 22 凸面型面板の特性と臨床応用
- 24 ノバライフ ^{トレイ}TRE™ シリーズ 装具選択
- 26 ノバライフ ^{トレイ}TRE™ 皮膚保護剤の評価ポイント／使い方のポイント
- 28 アイコンリスト

31 単品系装具 ワンピース

One Piece

- 32 ノバライフ1 ^{トレイ}TRE™ ミニ／ノバライフ1 ^{トレイ}TRE™ マキシ
- 33 ノバライフ1 ^{トレイ}TRE™ フィット／フィット マキシ
- 34 ノバライフ1 ^{トレイ}TRE™ コンベックス ミニ／コンベックス／コンベックス マキシ
- 35 ノバライフ1 ミニ／ノバライフ1／ノバライフ1 マキシ
- 36 ノバライフ1 フィット／フィット マキシ
- 37 ノバライフ1 コンベックス ミニ／コンベックス／コンベックス マキシ
- 38 ノバライフ1 ミニクローズ／クローズ
- 39 ノバ1 ミニフォールドアップ／フォールドアップ／マキシ フォールドアップ
- 40 ノバ1 フォールドアップ X3
- 41 ノバ1 フォールドアップ X5
- 42 ノバ1 フォールドアップ コンベックス
- 43 ノバ1 イレオストミー
- 44 ノバ1 イレオストミー X5
- 45 ノバ1 イレオストミー コンベックス
- 46 ノバライフ1 ^{トレイ}TRE™ ウロストミー
- 47 ノバライフ1 ^{トレイ}TRE™ ウロストミー フィット
- 48 ノバライフ1 ^{トレイ}TRE™ ウロストミー コンベックス
- 49 ノバ1 ウロストミー X3
- 50 ノバ1 ウロストミー コンベックス
- 51 ノバ1 インファント ドレイン (小児用)
- 52 ノバ1 ミニキャップ

55 二品系装具 ツーピース

Two Piece

- 56 ノバライフ2 ^{トレイ}TRE™ リング
- 57 ノバライフ2 ^{トレイ}TRE™ フィット リング
- 58 ノバライフ2 ^{トレイ}TRE™ コンベックス リング
- 59 ノバライフ2 リング
- 60 ノバライフ2 コンベックス リング
- 61 ノバライフ2 ミニオープン／オープン／マキシ オープン
ノバライフ2 ミニクローズ／クローズ
- 62 ノバ2 リング
- 63 ノバ2 X3 リング
- 64 ノバ2 X5 リング
- 65 ノバ2 コンベックス リング
- 66 ノバ2 ミニフォールドアップ／フォールドアップ
- 67 ノバ2 イレオストミー
- 68 ノバライフ2 ウロストミー
- 69 ノバ2 ウロストミー

71 ダンサックのアクセサリー

Dansac Accessories

- 72 ^{トレイ}TRE™ シール (用手成形皮膚保護剤)
- 73 GX トラシール (リング状皮膚保護剤) / ダンサック バリアエクステンダー
ソフトペースト (練状皮膚保護剤)
- 74 ダンサック消臭液ノドールS / スキンティッシュ
- 75 クランプ / ソフトワイヤータイ / ドレインネージバッグ / ドレインチューブアダプター
- 76 ダンサックベルト / ベルトパック (ワンピース用)

77 インデックス 製品一覧

84 インデックス 製品番号順索引

92 ホリスターのアクセサリー

Hollister Accessories

- 93 泡つるりん 236mlボトル / 8mlパック (アダプト消臭潤滑剤)
- 94 アダプトストーマパウダー 28.3g (粉状皮膚保護剤)
アダプト保護膜パック (皮膚被膜剤)
- 95 アダプト剥離剤スプレー (粘着剥離剤)
アダプト剥離剤パック (粘着剥離剤)





Stoma
Skin
Soul

ダンサック

製品情報概要

Products Information

ノバライフTRE™皮膚保護剤
NovaLife TRE™ Skin Barrier

ダンサックストーマ装具の特長
Dansac Ostomy Appliance Features

ノバライフTRE™シリーズの特長
Product Features

ダンサックのシンプルな操作手順
Simple Operation Procedure

凸面装具5つの特性
5 Characteristics of Convexity

ダンサックの装具選択
Dansac Skin Barrier Selection

アイコンリスト
Icon List

ダンサックのストーマ装具には様々な特長があります。
ストーマ装具専門メーカーならではの
ユニークな発想とそれを実現する技術により、
ストーマとともに歩む人々の「生活の質(QOL)」向上に
貢献してまいります。

ダンサックは「お肌の健康」を第一に考え
製品の開発に取り組んでいます。

ノバライフ ^{ト レ イ} TRE™ 皮膚保護剤

「お肌の健康」の維持を積極的に働きかける皮膚保護剤




「即効性のあるpH緩衝作用」、「優れた吸水性」、「持続する粘着力」でお肌を守る

面板を二層構造にすることで、ストーマ周囲皮膚をしっかり保護

ストーマとともに歩むみなさんに、力と自信を与え、ご自身のお肌を心地よく感じていただけるようサポートすることが私たちダンサックの使命です。

TRE™ テクノロジーにより実現する3つの特性



即効性のある pH緩衝作用

pH緩衝成分（ポリアクリル酸ナトリウム+カルボマー）が、お肌に悪影響を与える消化酵素の活性化を抑え、お肌を健常な状態に促すよう作用します。



優れた 吸水性

紙おむつにも使用されている吸水素材（ポリアクリル酸ナトリウム）を使用。吸水して閉じ込める独自の技術にて、皮膚トラブルの発生を低減します。



持続する 粘着力

2種類の粘着成分（ポリイソブチレン）を含む独自の成分配合により、優れた密着性、耐久性、追従性を実現。ストーマ近接部をしっかり保護します。

異なる役割に対応した2層構造

ストーマ近接部に接触する皮膚保護剤層

プライマリー・レイヤー

最も強力な保護が求められる「ストーマ近接部」には優れたpH緩衝作用・吸水性・粘着力を実現させる成分を配合（TRE™テクノロジー）。

面板保護剤辺縁部層

セカンダリー・レイヤー

粘着力が求められる皮膚保護剤辺縁部には、最適な湿潤環境を維持するための成分を配合。



プライマリー・レイヤー

セカンダリー・レイヤー

プライマリー・レイヤーの配合成分

- フルイドPIB（ポリイソブチレン）
- SIS（スチレン・イソブレン・スチレン ブロック共重合体）
- 液体PIB（ポリイソブチレン）
- PEファイバー（ポリエチレン）
- カルボキシビニルポリマー（カルボマー）
- ポリアクリル酸ナトリウム



セカンダリー・レイヤーの配合成分

- フルイドPIB（ポリイソブチレン）
- SIS（スチレン・イソブレン・スチレン ブロック共重合体）
- PEファイバー（ポリエチレン）
- ヘクチン
- CMC（カルボキシメチルセルロース）


ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤

TRE™ テクノロジー

pH緩衝作用

肌はもともと弱酸性で、pHは4～6です。TRE™皮膚保護剤のpH緩衝作用は、皮膚の自然なpHレベルを維持することで、ストーマの排泄物から皮膚を保護するように設計されています。

積極的にpHに働きかけ、肌を健康に保ちます。



吸水性

ノバライフTRE™は、吸水すると膨張するスーパーアブソーバーを含む特殊な皮膚保護剤です。

スーパーアブソーバーを含むTRE™テクノロジーにより大量の水分を閉じ込め、肌をドライで健康に保ちます。

粘着性

TRE™皮膚保護剤の粘着力は、ストーマからの排泄物から皮膚を保護するために、安全で柔軟に設計されています。

初期粘着に優れ、柔軟性があり、体の自然な動きに沿うように設計されています。



面板が白色に変化するの吸水性を発揮したから。

「お肌の健康」に 積極的に働きかける皮膚保護剤



スマイリーカットタブ

使いやすさを追求した設計。
リリースフィルムをより切り離しやすくなっています。

二層構造

異なる役割に対応した2層構造で
巻き込みしにくいよう設計されています。

プライマリーレイヤー

保護が最も必要とされるストーマ近
傍での高い吸収性を発揮します。

セカンダリーレイヤー

標準的なハイドロコロイド技術を使
用し、プライマリーレイヤーの端で水
分保護として機能します。



より薄いデザイン

柔軟性を高める薄型設計
従来の1.1mmのハイドロコロイドに比べ、
厚さはわずか0.7mm。
また、辺縁部に向かって
0.3mmまで薄くすることにより、
密着と軽い装着感を実現しました。


楕円形の面板

楕円形のデザインは体に合わせて動き、
皮膚に密着させ、粘着エリアを
最も必要な場所に
確実に配置するのに役立ちます。



ダンサック^{トレイ}TRE™テクノロジー

3つの保護作用が連動し、
肌を自然に健やかに保ちます。



ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤を使用することで、患者の
皮膚合併症を最小限に抑えることができる可能性があります。

ノバライフTRE™ 皮膚保護剤は単品系、二品系、平面、
フィット、コンベックスと多種多様に取り揃えております。

ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤

TRE™ 皮膚保護剤の使用をおすすめできる3つの理由

過去最大の研究

ダンサックは、ヨーロッパとアジア太平洋地域の11カ国で臨床研究を行いました。440人の看護師が、ダンサック TRE™ 皮膚保護剤を使用する前後の経過について評価しました。この研究は975人のストーマ患者が参加した大規模臨床試験です。

皮膚の健康

ストーマ周囲皮膚の健康状態が有意に改善されました。

患者全体で平均DETスコアが1.8ポイント低下しました。(p<0.001)



快適性


ストーマ周囲皮膚の痛みに関連する不快感が有意に減少しました。

患者全体では、皮膚周囲の疼痛スケールが平均1.8ポイント減少しました。(p<0.001)



使いやすさ

装着時間が有意に延長でき、アクセサリや外用薬の必要性を減少させることができました。シンプルケアを実現し、関連費用の軽減へとつながりました。



ノバライフTRE™ 皮膚保護剤は、臨床的なニーズだけでなく、患者さんのQOL（生活の質）の向上にも貢献します。




圧巻のパフォーマンス

88%の看護師が
ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤の性能に対して
「満足」しています。


QOLの改善

患者さんの健康と幸福のために、
皮膚の健康に焦点を当てた
皮膚保護剤を選択する。



ダンサックストーマ装具の特長

優れた機能で、快適な暮らしをサポートします。



ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤

(ノバライフ TRE™ シリーズ)

「即効性のあるpH緩衝作用」、「優れた吸水性」、そして「持続する粘着力」といった3つの比類なき特性を備えており、お肌を健全な環境に整え、かつ中長期間の装着を実現した全く新しい皮膚保護剤です。また、面板の各部における異なるニーズに対応するために皮膚保護剤を二層構造に設計することで、ストーマ周囲皮膚をしっかりと保護すると共に、面板辺縁部では身体の動きに合わせた追従性による快適さを提供します。

消音設計

各ストーマ袋には、丈夫で柔軟性に富んだ5層エンボスフィルムを使用。体の動きによるビニール特有のカサコソ音を軽減し、フィルム同士の密着を防ぎます。やわらかく、やさしい手触りのフィルムが違和感の少ない装着感を実現します。

消臭機能

フィルターがにおいを確実に除去してガスを排出し、においの漏れやストーマ袋の膨らみを防止します。

フランジの 確実な噛み合わせ

フランジ(面板とストーマ袋の結合部)は、やわらかく確実に噛み合わせることができます。フランジと皮膚保護剤の間に指が入る浮動型のセミフィックスフランジの採用により、噛み合わせ時の腹部への圧迫を軽減し簡単にストーマ袋を装着できます。また、噛み合わせ時の「カチッ」という音でも確認できる確実なロープロファイルロックで、寝返りや運動中などでも外れる心配がなく付け外しも簡単です。

撥水性

ストーマ袋には撥水性肌色不織布が片面または両面に施されており、汗やシャワーで濡れた後でも簡単に水分を拭き取ることができます。

衛生的

面板のバックリングフィルムには、薄くて柔らかいEMA(エチレンメチルアクリレート)または不織布ポリエチレンを採用。バックリングフィルムがストーマに触れ粘膜を傷つける危険性を軽減させています。EMAは滑らかで簡単に汚れが拭き取れとても衛生的です。

ノバライフ TRE™ シリーズ

消化管用排出口 製品特長

1 コンパクトになった 上部のスペース

袋上部のスペースが小さいことで、端が折れにくく、体にフィットします。アクティブな動きを妨げません。

2 スマイリーカットタブ

リリースフィルムをはがすためのタブがオレンジ色です。タブの位置がすぐにわかり、フィルムをはがす時や装具交換の際も、簡単・安全にはがすことができます。

3 楕円形の面板

楕円形の面板は、コンパクトサイズで体に自然にフィットし、お肌にしっかりと密着します。

4 体にフィットする テーパード形状

ストーマ周囲には厚みがあり、端に向かって徐々に薄くなっています。安心の密着力とやわらかさを実現しました。



5 6種類のコンベックスインサート

(凸型嵌め込み具) ※ノバライフ1フィット・ノバライフ1 TRE™ フィットのみ

高さ6mmのやわらかい凸面が腹壁の変化に追従します。6種類のサイズの違うやわらかい凸面が、より適切にストーマ近接部を支持します。



フリーカット	15-24mm	—	15-34mm
プレカット	25mm	30mm	35mm



フリーカット	—	15-44mm	15-54mm
プレカット	40mm	45mm	—



6 安心、柔軟なカップリング

面板と袋をしっかりとつなぐ安心、柔軟なカップリング。面板はフランジと皮膚保護剤の間に指が入るため、噛み合わせ時に腹部に圧をかけることなく簡単にストーマ袋の装着が可能です。



面板も袋もコンパクトに、
よりアクティブな暮らしを実現します。



10 消臭ガス抜き性能に優れたノバライフフィルター

両面に撥水加工を施し、排泄物や外側からの水分の浸入を防ぐので、シールなどを使用せずに、そのまま入浴できます。また、通気性、消臭能力に優れておりストーマ袋の膨らみ、気になるにおいもしっかり抑えます。



9 4種類のコンベックスインサート (凸型嵌め込み具) ※コンベックス(かたい凸)のみ

サイズの違う4つのインサートがストーマ近接部にしっかりとした圧をかけるので、安定した貼付が可能です。



<フランジ径>



7 排出口が幅広で開閉が簡単、 手早く排出でき衛生的

上下にずらしたクロジャブプレートにより、排出口の開閉が衛生的に行えます。70mmの幅広排出口で、消臭潤滑剤等の注入が容易です。

排出後もさっと拭き取れて、シンプルで衛生的なセルフケアを実現します。



8 排出口が自然と 隠れるデザイン

一方方向に4回巻き上げるだけで閉鎖でき、高い気密性が得られます。巻き上げた後は、身体の動きを妨げません。



※詳しくはP20

ノバライフ TRE™ シリーズ

尿路用排出口 製品特長

より安全・確実に 開閉できる排出口

1 確認しやすい 排出マークつき

大きなしずくのマークをエンボス加工で施しているのので、目で見ても触って開閉の確認ができます。




2 やわらかい 触り心地

シリコン製で柔らかい触り心地です。



3 排泄時に尿の流量を 調節することが可能



排出時、つまみを回して尿の流量を調節できます。

4 安心な キャップつき

大きくて開閉しやすいキャップ。



5 アダプター

蓄尿バッグへの接続が簡単にできます。



面板も袋もコンパクトに、
よりアクティブな暮らしを実現します。




9 スリム・プロファイル

ポスチャーシールとふくらみ防止構造によりストーマ袋の膨らみを軽減できます。



8 ふくらみ防止消音構造



ふくらみ軽減バルブにより、尿を分散しストーマ袋下部の膨らみを抑えます。さらに、消音設計によりストーマ袋内の尿の揺れと音を軽減します。

6 膨らみを抑える ポスチャーシール

2つの分散ポイントによりストーマ袋上部の膨らみを抑え、スリムで目立ちにくい構造です。



7 安心の 逆流防止弁

ストーマに尿が逆流することを防ぎます。



ノバライフ TRE™ シリーズ

排出口 操作手順


排出方法



1 閉鎖具を外し、ストーマ袋の中の排泄物を排出口に向かって押し出します。



2 排出口を無理に開けずに、ストーマ袋の上から排出口に向かって排泄物を静かに排出します。(排出口は自然に開きます)



3 この部分の排泄物をできるだけきれいに排出しますと、より閉鎖しやすくなります。



4 排出が終わったら、閉鎖具を押さえながらトイレトペーパーなどできれいに拭き取ります。

手を汚さず簡単に、衛生的に使えます

閉鎖方法



拭き取りが終わったら、しっかりと手前に4回巻き上げます。



巻き上げ1回目



巻き上げ2回目



巻き上げ3回目



巻き上げ4回目



閉鎖具を閉めます。

アクセサリ取付手順

ドレインチューブアダプター(ウロストミー用) / ダンサックベルト(ワンピース用)

ドレインチューブアダプター取付方法



1 ストーマ袋の排出口が閉まっている事を確認してから、取り付けを行ってください。



2 カチッと音がするまでドレインチューブアダプターを排出口に差し込んでください。



3 写真の状態になりましたら取り付け完了です。



4 軽く手でひっぱっても取れない事を確認してください。



5 外す際は、ドレインチューブアダプター根本にある取り外しパーツを指で押さえながら、ねじるように引き抜いてください。

ダンサックベルト取付方法




1 ストーマ袋の排出口側から、ベルトパックを通していきます。



2 面板と袋の境目にベルトパックが装着出来たことを確認してください。



3 ベルトパックの両側の穴に、ベルト先端にあるパーツを取り付けてください。



4 ベルトパックの穴に通した後、外側にスライドすると固定出来ます。



5 写真の状態になれば取り付け完了となります。外す際は逆の手順で行ってください。

凸面型面板の特性と臨床応用

国際コンセンサス・パネルの結果

McNichol, L, Cobb, T, Depaifve, Y, Quigley, M, Smitka, K & Gray, M 2021, 'Characteristics of Convex Skin Barriers and Clinical Application- Results of an International Consensus Panel' - *Journal Wound Ostomy Continence Nursing*, 48(6): 524-532.

手法

ストーマケアの豊富な経験をもつ看護師12名による
コンセンサス

結果

凸面型面板に関する5つ
の特性および16の臨床
応用に関する記述に至る

結論

患者により良い転帰をもたらす
目的で、医療従事者が評価基準に
基づいた適切な凸型面板を選択する
ための標準定義を作成



重要なケアの優先順位は漏れを防ぐことができる
信頼性の高い装具を選択する事、
その為の装具選択に5つの特性をご参照ください。

凸面型面板5つの特性の定義

深さ



凸面型面板の深さの定義は、凸面のドームの頂点から基部までの距離になります。

圧縮性 (変形量)



圧縮性は、凸面のドームがへこんだり、平坦になったりする容量(変形量)のことです。

柔軟性



柔軟性は、凸面型面板がどれだけ簡単に曲がるかを意味します。

張力の位置



張力の位置とは、凸型ドームからストーマ近接部の腹壁形状に対して下方向および外方向の力がかかる位置のことです。

傾斜



傾斜は、凸面型面板の底辺から凸型ドームの頂点までの角度です。

ノバライフ TRE™ シリーズ 装具選択


ノバライフ TRE™ 凸面型面板の特性

深さ



汎用性の高い6mm。ストーマの高さをだすことや、皺や窪みを補正することができる。

圧縮性
(変形量)



圧縮性が高く皺や窪みを平坦にすることができる。軟性凸面は硬い腹壁にもしっかり追従。硬性凸面は柔らかい腹壁をしっかりと押さえ追従する。

柔軟性




柔軟性が高く、軟性凸面は突出した腹壁、オーバーハングした腹壁にもしっかり追従。硬性凸面は柔らかくたるみがある腹壁にもしっかり追従する。

張力の位置



豊富な凸面型面板のインサートがあり位置を調整しやすくストーマの高さを出したり皺を伸ばすことも容易にできる。

傾斜



なだらかな傾斜で、たるんだ腹壁を平坦にできる。

ノバライフ TRE™^{トレイ} 皮膚保護剤を使用したストーマ装具の選択肢です。
患者のストーマに合わせて選択いただける、豊富なラインアップをご用意しております。

平面

ノバライフ TRE™^{トレイ} (平面)



しなやかなつけ心地の平面

ノバライフ 1 TRE™^{トレイ}..... P32/P46
ノバライフ 2 TRE™^{トレイ}..... P56

平面

ノバライフ TRE™^{トレイ} (平面) + TRE™ シール



しなやかなつけ心地で
コストパフォーマンスに優れた平面

ノバライフ 1 TRE™^{トレイ}..... P32/P46
ノバライフ 2 TRE™^{トレイ}..... P56
TRE™ シール P72

SOFT

ノバライフ TRE™^{トレイ} フィット(やわらかい凸6mm)



ストーマ近接部をしっかり押さえる
6種類のコンベックスインサートを
内蔵した6mm軟性凸面

ノバライフ 1 TRE™^{トレイ}..... P33/P47
ノバライフ 2 TRE™^{トレイ}..... P57

HARD

ノバライフ TRE™^{トレイ} コンベックス(かたい凸6mm)



よりしっかりストーマ近接部を押さえる
6mm硬性凸面

ノバライフ 1 TRE™^{トレイ}..... P34/P48
ノバライフ 2 TRE™^{トレイ}..... P58

ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤の 評価ポイント

皮膚浸軟が起きていないかを確認する

- ✓ 装具を剥がした後に、
皮膚に浸軟が生じていないかを確認
- ✓ 皮膚に浸軟がある場合、
皮膚障害が発生するリスクが高い



便の性状を確認する

- ✓ **BSS 5以下の場合**
装具は5日目交換で皮膚障害は発生していないことから、5日交換でも安全に使用することが可能
- ✓ **BSS 6以上の場合**
4日以内の交換を推奨し、5日目以降を検討する場合は用手成形皮膚保護剤の併用も検討する

ブリストル便性状スケール (BSS)

BSS 1	コロコロ便		
BSS 2	硬い便		IAD リスク 1点
BSS 3	やや 硬い便		
BSS 4	普通便		
	やや 軟らかい便		
	泥状便		
	水様便		

ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤の 使い方のポイント

ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤は、 膨潤の幅が装具交換の目安にはなりません

ノバライフ TRE™ 皮膚保護剤は、膨潤の幅と皮膚障害に関連性がなく、面板界面に便が付着していても皮膚への付着がなければ、問題がないことが確認されています。



膨潤範囲が20mm以上あっても、皮膚障害がみられない

ポイント



肌の状態を確認する

活動量や発汗量、排泄量などで、装着時間は変わります。

皮膚の状態が健康であることが重要な判断基準で、皮膚に尿や水分があるか、セカンダリーレイヤーに漏れていないかも確認の材料となります。

アイコンリスト

面板／ストーマ袋／フィルター

面板



ノバライフ^{トレイ} TRE™ 皮膚保護剤

赤ちゃんのおむつや化粧品などに一般的に使用されている成分を配合し、お肌を健全な環境に整える、全く新しい膨潤型の皮膚保護剤です。面板の各部におけるニーズに対応するために皮膚保護剤を二層構造にし、ストーマ周囲皮膚はしっかりと保護すると共に、面板辺縁部は身体の動きに追従します。

面板 ●



GX親水性皮膚保護剤

天然素材を原材料とするお肌にやさしい皮膚保護剤です。PIB・ペクチン・ゼラチン・CMC・コットンファイバーが配合され、弱酸性の人のお肌に非常に近いpH値5.2になるように設計された溶解型の皮膚保護剤です。

面板 ● ●



平面

やわらかい面板がストーマ周囲の腹壁にしなやかになじみます。

面板 ● ● ●



やわらかい凸6mm

高さ6mmのやわらかい凸面が腹壁の変化に追従します。6種類のサイズの違うやわらかい凸面が、より適切にストーマ近接部を支持します。


面板 ● ●



かたい凸6mm

それぞれの孔に適した、サイズの違う高さ6mmのコンベックスインサートを内蔵しているので、ストーマ近接部にしっかり圧をかけられます。(ノバシリーズは3種類・ノバライフシリーズは4種類のサイズがあります)

面板 ● ● ●



● ノバライフ^{トレイ} TRE™ シリーズ / ● ノバライフ シリーズ / ● ノバ シリーズ

面板



テーパード エッジ形状

面板のストーマ周囲を厚く、辺縁部を薄くし、腹部のしわやくぼみに密着できるテーパードエッジ形状。辺縁部を薄くすることで、高い柔軟性を実現しました。また辺縁部が非常に薄いため、全面皮膚保護剤の面板の違和感が軽減されます。

面板 ● ● ●



楕円形 面板

小さめのサイズで体に自然にフィットし、肌にしっかりと密着します。しかも、漏れの起こりやすいストーマ近接部を広くカバーし、漏れを防止します。



面板 ● ●



ひし形 面板

ひし形の形状が、漏れの起こりやすいストーマの横側と下側を広くカバーし、しわやくぼみにフィットして漏れを防止します。



面板 ●



透明 リリース フィルム

ダンサックの面板の透明リリースフィルムは、皮膚保護剤の状態が観察でき、タブ付きで簡単に取り外し可能。フリーカット製品は鉛筆等で自由に書き込めるため、型紙としてもご利用いただけます。

面板 ● ● ●



ロープロ ファイルロック

面板側は肌色、ストーマ袋側は半透明にフランジが色分けされており、噛み合わせを目で確認できると共に、噛み合わせ時の「カチッ」という音でも確認できる確実なロープロファイルロックです。寝返りやスポーツなどでも外れる心配がなく、付け外しも簡単です。

面板 ● ● ● ●



しなやか構造

ダンサックの皮膚保護剤のしなやかさは快適性と柔軟性を提供します。



面板 ● ● ● ●



セミフィックス フランジ

フランジと皮膚保護剤の間に指が入る浮動型のセミフィックスフランジを採用。噛み合わせ時に腹部を圧迫することなく簡単にストーマ袋を装着できるので、術直後からの使用が可能です。

面板 ● ● ● ●

ストーマ袋



肌色不織布


ダンサックは、1986年に世界で初めてストーマ装具の接皮面側にやわらかな不織布を採用。水に濡れてもサラッとしていて、肌色で目立ちにくい撥水性の不織布を使用しています。汗や入浴で濡れた後でも簡単に水分を拭き取ることができ、下着を濡らすことなく、肌触りの良さを保ちます。

ストーマ袋 ● ● ● ●



逆流防止機構

ウロストミー（泌尿器系）ストーマ袋には、蓄積された尿がストーマに逆流しない逆流防止機構を採用。細菌感染の危険性を最小限に抑えます。




ストーマ袋 ● ● ● ●

フィルター



ノバライフ フィルター

通気性・消臭能力に優れたノバライフフィルターが、ガスによるストーマ袋の膨らみ、気になるにおいをしっかり抑えます。さらに排泄物や外側からの水分の浸入を防ぐために撥水加工を施しています。シールなしで入浴できます。



フィルター ● ● ● ●



5層 エンボス フィルム

においの元を遮断するポリ塩化ビニリデン(PVDC)とエチルビニルアセテート(EVA)による5層フィルム。においや漏れを防ぎ、不快感を低減しますので安心です。



ストーマ袋 ● ● ● ●



ベルト タブ付

ストーマ袋の装着をさらに安定させたい時に、ベルトを付けることができます。ツーピース装具はすべてのストーマ袋にベルトタブがあります。



ストーマ袋 ● ● ● ●



ダブル ロッキング システム

ストーマ袋は二重に溶着されているため、高い安全性が保たれます。

ストーマ袋 ● ● ● ●



あんしん窓

普段はストーマ袋の内部を隠していますが、必要な時「だけ」見ることが可能です。

ストーマ袋 ● ● ● ●



テフロン膜

フィルターに貼付された撥水性の高いテフロン膜が、水分の浸入や排出物の漏れを防ぎます。入浴時にシールを貼る手間も不要です。

フィルター ● ● ● ●



入浴可 シール不要

装具全体が撥水性、気密性、耐久性に優れているので安心してご入浴いただけます。

フィルター ● ● ● ●





Stoma
Skin
Soul

単品系装具 ワンピース

One Piece

One-Piece Barriers and Pouches

ノバライフ1 ^{トレイ} TRE™ シリーズ
NovaLife 1 TRE™ series

ノバライフ1 シリーズ
NovaLife 1 series

ノバ1 シリーズ
Nova 1 series



単品系 装具ワンピース

ノバライフ1 TRETM ミニ
 ノバライフ1 TRETM
 ノバライフ1 TRETM マキシ



平面



閉鎖具内蔵



皮膚保護剤



装着期間目安

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ノバライフ1 TRETM ミニ

ノバライフ1 TRETM

ノバライフ1 TRETM マキシ

品名		ノバライフ1 TRE TM ミニ		ノバライフ1 TRE TM		ノバライフ1 TRE TM マキシ			
粘着面(mm)		85 × 72		105 × 89		105 × 89		125 × 106	
ストーマ袋サイズ(mm)		220 × 132		239 × 144		259 × 158			
凸型嵌め込み具の高さ		—		—		—		—	
装着期間目安		～5日 ^{※1}		～5日 ^{※1}		～5日 ^{※1}			
包装入数		10枚入		10枚入		10枚入			
価格(非課税)		5,800円		6,000円		6,000円		7,000円	
カット	ストーマサイズ	製品番号							
		透明	肌色	透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)
フリーカット (自由開孔) タテ×ヨコ	15-38×50mm	3026-15/10	3025-15/10						
	15-55×70mm			3024-15/10	3023-15/10	3018-15	3017-15		
	15-70×90mm							3016-15	3015-15
プレカット (既製孔)	25mm			3024-25/10	3023-25/10	3018-25	3017-25		
	30mm			3024-30/10	3023-30/10	3018-30	3017-30		
	35mm			3024-35/10	3023-35/10				
	40mm			3024-40/10	3023-40/10				
	45mm			3024-45/10					

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



単品系器具ワンピース

ノバライフ1 TRE™ フィット

ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ



やわらかい凸6mm 閉鎖具内蔵 皮膚保護剤 装着期間目安

単品系

コロストミー

イレオストミー

ウロストミー



ノバライフ1 TRE™ フィット



ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ

品名		ノバライフ1 TRE™ フィット		ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	
粘着面(mm)		130 × 110		130 × 110	
ストーマ袋サイズ(mm)		239 × 144		259 × 158	
凸型嵌め込み具の高さ		6mm		6mm	
装着期間目安		～6日※1		～6日※1	
包装入数		10枚入		10枚入	
価格(非課税)		9,500円		9,500円	
カット	ストーマサイズ	製品番号			
		透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3082-24※2	3081-24※2		
	15-34mm	3082-34	3081-34	3084-34	3083-34
	15-44mm			3082-44	3081-44
	15-54mm			3082-54※3	3081-54※3
プレカット (既製孔)	25mm	3082-25※2	3081-25※2	3084-25	3083-25
	30mm	3082-30	3081-30	3084-30	3083-30
	35mm	3082-35	3081-35	3084-35	3083-35
	40mm			3082-40	3081-40
	45mm			3082-45	3081-45

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋
 ※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。
 ※2 粘着面107×91mm
 ※3 粘着面150×127mm



さらなる安心感 **別売品** 詳しくはP76

ダンサックベルト

価格 770円(税込)
 サイズ:100cm
 白 : 製品番号:09000-0000
 肌色 : 製品番号:090-02



単品系 器具ワンピース

ノバライフ1 TRE™ コンベックス ミニ
 ノバライフ1 TRE™ コンベックス
 ノバライフ1 TRE™ コンベックス マキシ



かたい凸6mm



閉鎖具内蔵



皮膚保護剤



装着期間目安



ノバライフ1 TRE™ コンベックス ミニ



ノバライフ1 TRE™ コンベックス



ノバライフ1 TRE™ コンベックス マキシ

コロストミー
 イレオストミー
 ウロストミー

品名		ノバライフ1 TRE™ コンベックス ミニ		ノバライフ1 TRE™ コンベックス		ノバライフ1 TRE™ コンベックス マキシ	
粘着面 (mm)		107 × 91		116 × 98		150 × 127	
ストーマ袋サイズ (mm)		220 × 132		239 × 144		259 × 158	
凸型嵌め込み具の高さ		6mm		6mm		6mm	
装着期間目安		～6日※1		～6日※1		～6日※1	
包装入数		10枚入		10枚入		10枚入	
価格 (非課税)		9,900円		9,900円		9,900円	
カット	ストーマサイズ	製品番号					
		透明	肌色	透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3042-24		3046-24※2	3045-24※2		
	15-37mm			3042-37	3041-37		
	15-46mm			3042-46※3	3041-46※3		
	15-59mm					3042-59	3041-59
プレカット (既製孔) ☆最大有効径	25mm			3046-25※2	3045-25※2		
	30mm (☆～37mm)			3042-30	3041-30		
	35mm			3042-35	3041-35		
	40mm (☆～46mm)			3042-40※3	3041-40※3		

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

※2 粘着面 107 × 91mm

※3 粘着面 130 × 110mm



さらなる安心感

詳しくはP76

ダンサックベルト

価格 770円(税込)

サイズ: 100cm

白 : 製品番号: 09000-0000

肌色 : 製品番号: 090-02



ノバライフ1 ミニ
ノバライフ1
ノバライフ1 マキシ



平面



閉鎖具内蔵



皮膚保護剤



装着期間目安



ノバライフ1 ミニ



ノバライフ1



ノバライフ1 マキシ

品名		ノバライフ1 ミニ	ノバライフ1	ノバライフ1 マキシ			
粘着面(mm)		85 × 72	105 × 89	125 × 106			
ストーマ袋サイズ(mm)		220 × 132	239 × 144	259 × 158			
凸型嵌め込み具の高さ		—	—	—			
装着期間目安		1-3日※ ¹	1-3日※ ¹	1-3日※ ¹			
包装入数		10枚入	10枚入	10枚入			
価格(非課税)		5,600円	6,100円	7,100円			
カット	ストーマサイズ	製品番号					
		透明	肌色	透明	肌色	透明	肌色
フリーカット (自由開孔) タテ×ヨコ	10-38×50mm	926-10/10	925-10/10				
	10-55×70mm			924-10/10	923-10/10		
	10-70×90mm					916-10/10	915-10/10
プレカット (既製孔)	25mm			924-25/10	923-25/10	916-25/10	
	30mm			924-30/10	923-30/10	916-30/10	915-30/10
	35mm			924-35/10	923-35/10	916-35/10	915-35/10
	40mm			924-40/10	923-40/10		
	45mm			924-45/10			

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※¹ 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



単品系 器具ワンピース

ノバライフ1 フィット

ノバライフ1 フィット マキシ



やわらかい凸6mm



閉鎖具内蔵



親水性
皮膚保護剤



装着期間目安

コロストミー
イレオストミー
ウロストミー



ノバライフ1 フィット



ノバライフ1 フィット マキシ

品名		ノバライフ1 フィット		ノバライフ1 フィット マキシ	
粘着面(mm)		130 × 110		130 × 110	
ストーマ袋サイズ(mm)		239 × 144		259 × 158	
凸型嵌め込み具の高さ		6mm		6mm	
装着期間目安		1-4日 ^{※1}		1-4日 ^{※1}	
包装入数		10枚入		10枚入	
価格(非課税)		8,700円		8,700円	
カット	ストーマサイズ	製品番号			
		透明	肌色(あんしん窓)	透明	肌色(あんしん窓)
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	982-24 ^{※2}	981-24 ^{※2}	984-24	983-24
	15-34mm	982-34	981-34	984-34	983-34
	15-44mm			982-44	981-44
	15-54mm			982-54 ^{※3}	981-54 ^{※3}
プレカット (既製孔)	25mm	982-25 ^{※2}	981-25 ^{※2}	984-25	983-25
	30mm	982-30	981-30	984-30	983-30
	35mm	982-35	981-35	984-35	983-35
	40mm			982-40	981-40
	45mm			982-45	981-45

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

※2 粘着面107×91mm

※3 粘着面150×127mm



さらなる安心感

詳しくはP76

ダンサックベルト

価格 770円(税込)

サイズ: 100cm

白 : 製品番号: 09000-0000

肌色 : 製品番号: 090-02



単品系 装具ワンピース

ノバライフ1 コンベックス ミニ
 ノバライフ1 コンベックス
 ノバライフ1 コンベックス マキシ



かたい凸6mm



閉鎖具内蔵



皮膚保護剤



装着期間目安



ノバライフ1 コンベックス ミニ



ノバライフ1 コンベックス



ノバライフ1 コンベックス マキシ

品名		ノバライフ1 コンベックス ミニ	ノバライフ1 コンベックス		ノバライフ1 コンベックス マキシ				
粘着面(mm)		107 × 91	116 × 98	130 × 110	150 × 127				
ストーマ袋サイズ(mm)		220 × 132	239 × 144		259 × 158				
凸型嵌め込み具の高さ		6mm	6mm		6mm				
装着期間目安		1-4日※1	1-4日※1		1-4日※1				
包装入数		10枚入	10枚入		10枚入				
価格(非課税)		9,300円	9,300円		9,300円				
カット	製品番号								
	ストーマサイズ	透明	肌色	透明	肌色	透明	肌色	透明	肌色
フリーカット (自由開孔)	10-24mm	942-24							
	10-37mm			942-37	941-37				
	10-46mm					942-46	941-46		
	10-59mm							942-59	941-59
プレカット (既製孔) ☆最大有効径	20mm(☆~24mm)	942-20							
	25mm	942-25	941-25						
	30mm(☆~37mm)			942-30	941-30				
	35mm			942-35	941-35				
	40mm(☆~46mm)					942-40	941-40		
	45mm					942-45	941-45		
	50mm(☆~59mm)						942-50	941-50	

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



さらなる安心感

詳しくはP76

ダンサックベルト

価格 770円(税込)

サイズ:100cm

白 : 製品番号:09000-0000

肌色 : 製品番号:090-02



単品系 装具ワンピース

ノバライフ1 ミニクローズ
ノバライフ1 クローズ



平面



排出口閉鎖型



皮膚保護剤



装着期間目安

コロストミー
イレオストミー
ウロストミー



ノバライフ1 ミニクローズ



ノバライフ1 クローズ

品名		ノバライフ1 ミニクローズ	ノバライフ1 クローズ	
粘着面 (mm)		85 × 72	105 × 89	
ストーマ袋サイズ (mm)		175 × 130	190 × 145	
凸型嵌め込み具の高さ		—	—	
装着期間目安		1-3日 ^{※1}	1-3日 ^{※1}	
包装入数		10枚入	10枚入	
価格 (非課税)		4,000円	4,000円	
カット	ストーマサイズ	製品番号		
		肌色	透明	肌色
フリーカット (自由開孔) タテ×ヨコ	10-38 × 50mm	903-10/10		
	10-55 × 70mm		902-10/10	901-10/10
プレカット (既製孔)	25mm	903-25/10	902-25/10	901-25/10
	30mm	903-30/10	902-30/10	901-30/10
	35mm	903-35/10	902-35/10	901-35/10
	40mm		902-40/10	901-40/10
	45mm		902-45/10	901-45/10

コロストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



ノバ1 ミニフォールドアップ
 ノバ1 フォールドアップ
 ノバ1 マキシ フォールドアップ



ノバ1 ミニフォールドアップ

ノバ1 フォールドアップ

ノバ1 マキシ フォールドアップ

品名		ノバ1 ミニフォールドアップ	ノバ1 フォールドアップ	ノバ1 マキシ フォールドアップ		
粘着面(mm)		85 × 85	100 × 100	125 × 125		
ストーマ袋サイズ(mm)		225 × 128	265 × 148	306 × 180		
凸型嵌め込み具の高さ		—	—	—		
装着期間目安		1-3日※ ¹	1-3日※ ¹	1-3日※ ¹		
包装入数		10枚入	10枚入	10枚入		
価格(非課税)		5,000円	5,600円	8,200円		
		製品番号				
カット	ストーマサイズ	透明	肌色	透明	肌色	透明
フリーカット (自由開孔)	15-50mm	826-15/10	825-15/10			
	15-60mm			824-15/10	823-15/10	
	15-90mm					816-15※ ²
プレカット (既製孔)	25mm			824-25/10	823-25/10	
	30mm			824-30/10	823-30/10	
	35mm			824-35/10	823-35/10	
	40mm			824-40/10	823-40/10	
	45mm			824-45/10		

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

※2 陰圧防止用シールが同封されています。



さらなる安心感

詳しくはP76

ベルトパック 85mm

(ワンピース用)

価格 1,760円(税込)

製品番号:09075-0000

※ノバ1 フォールドアップのみご使用できます



単品系 器具ワンピース

ノバ1 フォールドアップ X3



エックススリー



閉鎖具内蔵



皮膚保護剤



装着期間目安



コロストミー
イレオストミー
ウロストミー

品名		ノバ1 フォールドアップ X3	
粘着面(mm)		100 × 100	
ストーマ袋サイズ(mm)		265 × 148	
凸型嵌め込み具の高さ		—	
装着期間目安		1-4日※1	
包装入数		10枚入	
価格(非課税)		8,500円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透明	肌色
フリーカット(自由開孔)	15-46mm	862-15	861-15
ブレカット(自在孔)	25mm	862-25	861-25
	30mm	862-30	861-30
	35mm	862-35	861-35
	40mm	862-40	
	45mm	862-45	

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



さらなる安心感

詳しくはP76

ベルトパック 85mm
(ワンピース用)

価格 1,760円(税込)
製品番号:09075-0000



ベルトパック 48mm
(ワンピース用)

価格 1,760円(税込)
製品番号:09076-0000



※ブレカット25mm、30mm、35mmのみご使用できます

ノバ1 フォールドアップ X5



エクスファイブ



閉鎖具内蔵



皮膚保護剤



装着期間目安



品名		ノバ1 フォールドアップ X5	
粘着面(mm)		100 × 100	
ストーマ袋サイズ(mm)		265 × 148	
凸型嵌め込み具の高さ		—	
装着期間目安		1-5日※1	
包装入数		10枚入	
価格(非課税)		9,000円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透明	肌色
プレカット (自在孔)	25mm	882-25	881-25
	30mm	882-30	881-30
	35mm	882-35	881-35
	40mm	882-40	
	45mm	882-45	

さらなる安心感

詳しくはP76

ベルトパック 48mm
(ワンピース用)

価格 1,760円(税込)
製品番号:09076-0000

※ 25mm、30mm、35mmのみご使用できます



コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



テーパーエッジ形状



ひし形面版



透明リリースフィルム



しなやか構造



肌色不織布



5層エンボスフィルム



ダブルロックシステム



100%活性炭消臭ツインフィルター



テフロン膜



入浴可

単品系 装具 ワンピース

ノバ1 フォールドアップ コンベックス



かたい凸6mm



閉鎖具内蔵



皮膚保護剤



装着期間目安

コロストミー
イレオストミー
ウロストミー



品名		ノバ1 フォールドアップ コンベックス	
粘着面(mm)		100 × 100	
ストーマ袋サイズ(mm)		265 × 148	
凸型嵌め込み具の高さ		6mm	
装着期間目安		1-4日※1	
包装入数		10枚入	
価格(非課税)		9,300円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透肌色	肌色
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	842-24	841-24
	15-37mm	842-37	841-37
	15-46mm	842-46※2	841-46※2
プレカット (既成孔)	20mm	842-20	841-20
	25mm	842-25	841-25
	30mm	842-30	841-30
	35mm	842-35	841-35

さらなる安心感

詳しくはP76



ダンサックベルト

価格 770円(税込) サイズ:100cm

白 : 製品番号:09000-0000

肌色 : 製品番号:090-02

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。

※2 粘着面115×115mm



単品系装具ワンピース
ノバ1 イレオストミー



平面 キャップ式排出口 皮膚保護剤 装着期間目安



品名			ノバ1 イレオストミー
粘着面(mm)			100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)			265 × 148
凸型嵌め込み具の高さ			—
装着期間目安			1-3日 ^{※1}
クランプ			1個入
包装入数			5枚入
価格(非課税)			3,500円
カット	ストーマサイズ	カラー	製品番号
フリーカット (自由開孔)	20-60mm	透明	822-20/5

さらなる安心感
詳しくはP76



ベルトバック 85mm
(ワンピース用)

価格 1,760円(税込)
製品番号:09075-0000

イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



単品系器具ワンピース

ノバ1 イレオストミー X5



エックスファイブ



皮膚保護剤



装着期間目安

コロストミー
イレオストミー
ウロストミー



品名		ノバ1 イレオストミー X5
粘着面 (mm)		100 × 100
ストーマ袋サイズ (mm)		265 × 148
凸型嵌め込み具の高さ		—
装着期間目安		1-4日※1
クランプ		1個入
包装入数		10枚入
価格 (非課税)		9,000円
カット	ストーマサイズ	製品番号 透明
	25mm	820-25
プレカット (自在孔)	30mm	820-30
	35mm	820-35

さらなる安心感 詳しくはP76

ベルトパック 48mm
(ワンピース用)

価格 1,760円(税込)
製品番号:09076-0000



イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



テーバーエッジ形状



ひし形面糊



透明リリースフィルム



しなやか構造



肌色不織布



5層エンボスフィルム



ダブルロックシステム



100%活性炭消臭ツインフィルター



テフロン膜



入浴可



クランプ

ノバ1 イレオストミー コンベックス



かたい凸6mm キャップ式排出口 皮膚保護剤 装着期間目安



品名		ノバ1 イレオストミー コンベックス
粘着面(mm)		100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)		265 × 148
凸型嵌め込み具の高さ		6mm
装着期間目安		1-4日※1
クランプ		1個入
包装入数		5枚入
価格(非課税)		4,600円
カット	ストーマサイズ	製品番号
		透明
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	810-24
	15-37mm	810-37
	15-46mm	810-46※2
プレカット (既製孔)	25mm	810-25
	30mm	810-30
	35mm	810-35
	40mm	810-40※2

さらなる安心感

詳しくはP76



ダンサックベルト

価格 770円(税込) サイズ:100cm

白 : 製品番号:09000-0000

肌色 : 製品番号:090-02

イレオストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。 ※2 粘着面 115×115mm



単品系器具ワンピース

ノバライフ1 TRE™ ウロストミー



平面



タップ式排出口



皮膚保護剤



装着期間目安

ウロストミー
イレオストミー
ウロストミー



品名		ノバライフ1 TRE™ ウロストミー	
粘着面(mm)		105 × 89	
ストーマ袋サイズ(mm)		249 × 163	
装着期間目安		～3日※1	
包装入数		10枚入※2	
価格(非課税)		8,000円	
カット	ストーマサイズ	製品番号	
		透明	肌色
フリーカット (自由開孔)	15-55×70mm	3492-15	3491-15
	25-55×70mm	3492-25	

ウロストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。

※2 アダプター 3個付



より安全・確実に became タップ式排出口

- ・目で見て触って開閉の確認ができる排出マークつき
- ・やわらかい触り心地
- ・排出時に尿の流量を調節可能なので安心
- ・安心なキャップつき
- ・ドレインチューブアダプターを使用すると蓄尿バッグへの接続が簡単



スリム・プロファイル

ポスターシールとふくらみ防止構造によってストーマ袋のふくらみを大幅に軽減

単品系器具ワンピース

ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット



やわらかい凸6mm



タップ式排出口



皮膚保護剤



装着期間目安

単品系

ウロストミー
イレオストミー
ウロストミー



品名		ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット
粘着面(mm)		130 × 110
ストーマ袋サイズ(mm)		249 × 163
凸型嵌め込み具の高さ		6mm
装着期間目安		~4日※1
包装入数		10枚入※2
価格(非課税)		11,000円
カット	ストーマサイズ	製品番号
		透明
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3496-24
	15-34mm	3496-34
	15-44mm	3496-44
プレカット (既成孔)	25mm	3496-25
	30mm	3496-30



より安全・確実になったタップ式排出口

- ・目で見て触って開閉の確認ができる排出マークつき
- ・やわらかい触り心地
- ・排出時に尿の流量を調節可能なので安心
- ・安心なキャップつき
- ・ドレインチューブアダプターを使用すると蓄尿バッグへの接続が簡単



スリム・プロファイル

ポスチャーシールとふくらみ防止構造によってストーマ袋のふくらみを大幅に軽減

ウロストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。

※2 アダプター 3個付



さらなる安心感

詳しくはP76

ダンサックベルト 価格 770円(税込) サイズ:100cm

白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02



単品系器具ワンピース

ノバライフ1 TRE™ ^{トレイ} ウロストミー コンベックス



かたい凸6mm



タップ式排出口



皮膚保護剤



装着期間目安

ウロストミー
イレオストミー
ウロストミー



品名		ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス
粘着面 (mm)		130 × 110
ストーマ袋サイズ (mm)		249 × 163
凸型嵌め込み具の高さ		6mm
装着期間目安		~4日※1
包装入数		10枚入※2
価格 (非課税)		11,000円
カット	ストーマサイズ	製品番号
		透明
フリーカット (自由開孔)	15-24mm	3494-24
	15-37mm	3494-37
	15-46mm	3494-46
プレカット (既成孔) ☆最大有効径	25mm	3494-25
	30mm (☆~37mm)	3494-30

ウロストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。

※2 アダプター 3個付



テーパーエッジ形状

楕円形面版

透明リリースフィルム

しなやか構造

肌色不織布

5層エンボスフィルム

逆流防止機構

ベルトタブ付

入浴可

さらなる安心感

詳しくはP76

ダンサックベルト 価格 770円(税込) サイズ:100cm

白:製品番号:09000-0000 肌色品番号:090-02



排出マーク

より安全・確実になったタップ式排出口

- ・目で見て触って開閉の確認ができる排出マークつき
- ・やわらかい触り心地
- ・排出時に尿の流量を調節可能なので安心
- ・安心なキャップつき
- ・ドレインチューブアダプターを使用すると蓄尿バッグへの接続が簡単



スリム・プロファイル

ポスチャーシールとふくらみ防止構造によってストーマ袋のふくらみを大幅に軽減

単品系装具ワンピース
ノバ1 ウロストミー X3



エックススリー コック式排出口 皮膚保護剤 装着期間目安



品名		ノバ1 ウロストミー X3
粘着面(mm)		100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)		245 × 150
凸型嵌め込み具の高さ		—
装着期間目安		1-3日※1
包装入数		10枚入※2
価格(非課税)		8,500円
カット	ストーマサイズ	製品番号 透明
フリーカット(自由開孔)	12-46mm	892-12
プレカット(自在孔)	20mm	892-20
	25mm	892-25
	30mm	892-30



排出マークと手で閉鎖確認可能

さらなる安心感 詳しくはP76

ベルトパック 85mm
(ワンピース用)

価格 1,760円(税込)
製品番号:09075-0000



ウロストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。

※2 アダプター 1個、キャップ 10個付。



単品系 器具ワンピース

ノバ1 ウロストミー コンベックス



かたい凸6mm



コック式排出口



皮膚保護剤



装着期間目安

ウロストミー
イレオストミー
ウロストミー



品名		ノバ1 ウロストミー コンベックス
粘着面(mm)		100 × 100
ストーマ袋サイズ(mm)		245 × 150
凸型嵌め込み具の高さ		6mm
装着期間目安		1-3日※1
包装入数		10枚入※2
価格(非課税)		9,800円
カット	ストーマサイズ	製品番号 透明
	フリーカット (自由開孔)	15-24mm 15-37mm
プレカット (既成孔)	20mm	894-24
	25mm	894-37
	30mm	894-20
		894-25
		894-30

ウロストミー用ストーマ袋

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物や尿の性状等により異なります。

※2 アダプター 5個、キャップ 10個付。



排出マークと手で閉鎖確認可能

さらなる安心感

詳しくはP76



ダンサックベルト

価格 770円(税込) サイズ:100cm

白 : 製品番号:09000-0000

肌色 : 製品番号:090-02

単品系 装具ワンピース

ノバ1 インファント ドレイン(小児用)



平面



下部開放型



皮膚保護剤



装着期間目安



排出口を閉鎖する
ソフトワイヤータイ
10本入

品名		ノバ1 インファント ドレイン ^{※1}
粘着面(mm)		70 × 70
ストーマ袋サイズ(mm)		208 × 111
凸型嵌め込み具の高さ		—
装着期間目安		1-2日 ^{※2}
ソフトワイヤータイ		10本入
包装入数		10枚入
価格(非課税)		4,000円
カット	ストーマサイズ	製品番号 透明
	フリーカット (自由開孔)	
	0-40mm ^{※3}	818-00/10
	10-40mm	818-10/10

※1 インファント ドレインには、フィルターはついておりません。
 ※2 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。
 ※3 初孔なし



単品系 器具ワンピース
ノバ1 ミニキャップ



平面



皮膚保護剤



装着期間目安

クロストミー
イレオストミー
ウロストミー



品名		ノバ1 ミニキャップ
粘着面(mm)		φ 92
ストーマ袋サイズ(mm)		φ 105
凸型嵌め込み具の高さ		—
装着期間目安		1時間-2日※1
包装入数		10枚入
価格(非課税)		2,600円
カット	ストーマサイズ	製品番号
		肌色
プレカット (既成孔)	30mm	829-30/10
	40mm	829-40/10
	50mm	829-50/10

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



透明リリースフィルム

しなやか構造

肌色不織布

100%活性炭消臭ツインフィルター

入浴可
(撥水性膜なし)



Naturally skin friendly products
Designed for security and ease of use, making life easier for everyone involved







Stoma
Skin
Soul

二品系装具 ツーピース

Two Piece

Two-Piece Barriers and Pouches

ノバライフ2 ^{トレイ}TRE™ シリーズ
NovaLife 2 TRE™ series

ノバライフ2 シリーズ
NovaLife 2 series

ノバ2 シリーズ
Nova 2 series



二品系 器具 ツーピース
ノバライフ2 TRE™ リング



平面



皮膚保護剤



装着期間目安

コロストミー
イレオストミー
ウロストミー



品名			ノバライフ2 TRE™ リング
凸型嵌め込み具の高さ			—
装着期間目安			～5日※1
包装入数			5枚入
価格(非課税)			4,000円
フランジサイズ (粘着面)	カット	ストーマ サイズ	製品番号
■ 36mm (85×72mm)	フリーカット	15-28mm	3136-15
	フリーカット	15-35mm	3143-15
■ 43mm (105×89mm)	プレカット	25mm	3143-25
		30mm	3143-30
	フリーカット	15-47mm	3155-15
■ 55mm (105×89mm)	プレカット	35mm	3155-35
		40mm	3155-40
	フリーカット	15-62mm	3170-15

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



二品系 器具 ツーピース

ノバライフ2 TRE™ フィット リング



やわらかい凸6mm



皮膚保護剤



装着期間目安



品名			ノバライフ2 TRE™ フィット リング
凸型嵌め込み具の高さ			6mm
装着期間目安			~6日※1
包装入数			5枚入
価格(非課税)			4,550円
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 43mm (116×98mm)	フリーカット	15-25mm	3343-15
	プレカット	25mm	3343-25
■ 55mm (130×110mm)	フリーカット	15-38mm	3355-15
	プレカット	30mm	3355-30
		35mm	3355-35
■ 70mm (150×127mm)	フリーカット	15-52mm	3370-15

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



二品系 器具 ツーピース

ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング



かたい凸6mm



皮膚保護剤



装着期間目安

クロスストミィ
イレオストミィ
ウロストミィ



品名			ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング
凸型嵌め込み具の高さ			6mm
装着期間目安			~6日※1
包装入数			5枚入
価格(非課税)			5,250円
フランジサイズ (粘着面)	カット	ストーマ サイズ	製品番号
■ 36mm (107×91mm)	フリーカット	15-23mm	3236-15
	フリーカット	15-30mm	3243-15
■ 43mm (116×98mm)	プレカット	25mm	3243-25
		30mm	3243-30
■ 55mm (130×110mm)	フリーカット	15-42mm	3255-15
	プレカット	35mm	3255-35
		40mm	3255-40
■ 70mm (150×127mm)	フリーカット	15-59mm	3270-15

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



二品系 装具 ツーピース
ノバライフ2 リング



平面

皮膚保護剤

装着期間目安



コロストミー
イレオストミー
ウロストミー

品名			ノバライフ2 リング
凸型嵌め込み具の高さ			—
装着期間目安			1-4日※1
包装入数			5枚入
価格(非課税)			3,900円
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 36mm (85×72mm)	フリーカット	10-28mm	1736-10
	ブレカット	20mm	1736-20
		25mm	1736-25
■ 43mm (105×89mm)	フリーカット	10-35mm	1743-10
	ブレカット	25mm	1743-25
		30mm	1743-30
■ 55mm (105×89mm)	フリーカット	10-47mm	1755-10
	ブレカット	35mm	1755-35
		40mm	1755-40
■ 70mm (125×106mm)	フリーカット	10-62mm	1770-10
	ブレカット	45mm	1770-45
		50mm	1770-50

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



ノバライフ2 コンベックス リング



かたい凸6mm



皮膚保護剤



装着期間目安

クロスミー
イレオストミー
ウロストミー



品名			ノバライフ2 コンベックス リング
凸型嵌め込み具の高さ			6mm
装着期間目安			1-4日※1
包装入数			5枚入
価格(非課税)			4,650円
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 36mm (107×91mm)	フリーカット	10-23mm	1936-10
	プレカット	20mm	1936-20
		23mm	1936-23
■ 43mm (116×98mm)	フリーカット	10-30mm	1943-10
	プレカット	25mm	1943-25
		30mm	1943-30
■ 55mm (130×110mm)	フリーカット	10-42mm	1955-10
	プレカット ☆最大有効径	35mm(☆~42mm)	1955-35
		40mm	1955-40
■ 70mm (150×127mm)	フリーカット	10-59mm	1970-10
	プレカット ☆最大有効径	40mm(☆~59mm)	1970-40
		45mm(☆~59mm)	1970-45

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



二品系器具ツープース

ノバライフ2 ミニオープン
ノバライフ2 オープン
ノバライフ2 マキシ オープン



ノバライフ2 ミニクローズ
ノバライフ2 クローズ



コロストミー
オープン クローズ
イレオストミー
オープン
ウロストミー



ノバライフ2
ミニオープン

ノバライフ2
オープン

ノバライフ2
マキシ オープン

ノバライフ2
ミニクローズ

ノバライフ2
クローズ

品名		ノバライフ2 ミニオープン	ノバライフ2 オープン	ノバライフ2 マキシ オープン
ストーマ袋サイズ		220 × 132mm	239 × 144mm	259 × 158mm
包装入数		10枚入	10枚入	10枚入
価格(非課税)		3,800円	4,100円	4,400円
フランジ サイズ	カラー	製品番号		
36mm	透明	1320-36/10	1316-36/10	
	肌色	1319-36/10	1315-36/10	
43mm	透明	1320-43/10	1316-43/10	1322-43/10
	肌色	1319-43/10	1315-43/10	1321-43/10
55mm	透明	1320-55/10	1316-55/10	1322-55/10
	肌色	1319-55/10	1315-55/10	1321-55/10
70mm	透明		1316-70/10	1322-70/10
	肌色		1315-70/10	1321-70/10

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋



ノバライフ2 ミニクローズ	ノバライフ2 クローズ
175 × 130mm	190 × 145mm
10枚入	10枚入
2,700円	2,700円
製品番号	
1303-36/10	1301-36/10
	1302-43/10
1303-43/10	1301-43/10
	1302-55/10
1303-55/10	1301-55/10

コロストミー用ストーマ袋

二品系 器具 ツーピース
ノバ2 リング

平面
平面

GX
親水性
皮膚保護剤

1-4日
装着期間目安

クロスミー
イレオストミー
ウロストミー



品名			ノバ2 リング
凸型嵌め込み具の高さ			—
装着期間目安			1-4日 ^{※1}
包装入数			5枚入
価格(非課税)			3,900円
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 36mm (85×85mm)	フリーカット	12-28mm	1136-12
		15-28mm	1136-15
	プレカット	20mm	1136-20
		25mm	1136-25
■ 43mm (100×100mm)	フリーカット	15-35mm	1143-15
	プレカット	25mm	1143-25
		30mm	1143-30
■ 55mm (100×100mm)	フリーカット	15-47mm	1155-15
	プレカット	35mm	1155-35
		40mm	1155-40
■ 70mm (115×115mm)	フリーカット	15-62mm	1170-15

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



二品系 装具 ツーピース

ノバ2 X3 リング



エックススリー



皮膚保護剤



装着期間目安



品名			ノバ2 X3 リング
凸型嵌め込み具の高さ			—
装着期間目安			1-4日 ^{※1}
包装入数			5枚入
価格(非課税)			4,000円
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 43mm (100×100mm)	フリーカット	15-30mm	1343-15
	プレカット	25mm	1343-25
■ 55mm (115×115mm)	フリーカット	15-42mm	1355-15
	プレカット	32mm	1355-32
		35mm	1355-35

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



二品系 器具 ツーピース
ノバ2 X5 リング



エックスファイブ



皮膚保護剤



装着期間目安

コロストミー
イレオストミー
ウロストミー



品名			ノバ2 X5 リング
凸型嵌め込み具の高さ			—
装着期間目安			1-5日※ ¹
包装入数			5枚入
価格(非課税)			4,250円
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 43mm (100×100mm)	プレカット	18mm	1443-18
		21mm	1443-21
		25mm	1443-25
		28mm	1443-28
■ 55mm (115×115mm)	プレカット	32mm	1455-32
		35mm	1455-35
		38mm	1455-38

※¹ 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



二品系 装具 ツーピース
ノバ2 コンベックス リング



かたい凸6mm



皮膚保護剤



装着期間目安



品名		ノバ2 コンベックス リング	
凸型 嵌め込み具の高さ		6mm	
装着期間目安		1-4日 ^{※1}	
包装入数		5枚入	
価格(非課税)		4,600円	
フランジサイズ(粘着面)	カット	ストーマサイズ	製品番号
■ 36mm (100×100mm)	フリーカット	15-23mm	1536-15
	プレカット	20mm	1536-20
		23mm	1536-23
■ 43mm (100×100mm)	フリーカット	15-30mm	1543-15
	プレカット	25mm	1543-25
		30mm	1543-30
■ 55mm (115×115mm)	フリーカット	15-42mm	1555-15
	プレカット	35mm	1555-35
		40mm	1555-40

※1 装着期間の目安は皮膚や腹壁の状態、排泄物の性状等により異なります。



二品系 器具 ツーピース

ノバ2 ミニフォールドアップ

ノバ2 フォールドアップ



閉鎖具内蔵

コロストミー
イレオストミー
ウロストミー



ノバ2 ミニフォールドアップ



ノバ2 フォールドアップ

品名	ノバ2 ミニフォールドアップ	ノバ2 フォールドアップ	
ストーマ袋サイズ(mm)	225 × 128	265 × 148	
包装入数	10枚入	10枚入	
価格(非課税)	3,400円	3,700円	
フランジサイズ	製品番号		
	肌色	透明	肌色
■ 36mm	1219-36	1216-36	1215-36
■ 43mm	1219-43	1216-43	1215-43
■ 55mm	1219-55	1216-55	1215-55
■ 70mm		1216-70	1215-70

コロストミー/イレオストミー用ストーマ袋



ロープロ
ファイルロック

肌色不織布

5層エンボス
フィルム

ダブルロック
システム

ベルトタブ付

100%活性炭消臭
ツインフィルター

テフロン膜

入浴可

さらなる安心感

詳しくはP76



ダンサックベルト

価格 770円(税込) サイズ:100cm

白 :製品番号:09000-0000

肌色 :製品番号:090-02

二品系 器具 ツーピース
ノバ2 イレオストミー



二品系
コロストミー
イレオストミー
ウロストミー



品名	ノバ2 イレオストミー	
ストーマ袋サイズ(mm)	294 × 155	
クランプ	1個入	
包装入数	10枚入	
価格(非課税)	5,500円	
フランジサイズ	製品番号	
	透明	肌色
■ 43mm	1208-43	1207-43
■ 55mm	1208-55	1207-55
■ 70mm	1208-70	1207-70

イレオストミー用ストーマ袋



さらなる安心感

詳しくはP76



ダンサックベルト

価格 770円(税込) サイズ:100cm

白 : 製品番号:09000-0000

肌色 : 製品番号:090-02

二品系 器具 ツーピース
ノバライフ2 ウロストミー



二品系

ウロストミー
イレオストミー
ウロストミー



品名	ノバライフ2 ウロストミー	
ストーマ袋サイズ(mm)	249 × 163	
包装入数	10枚入※1	
価格(非課税)	5,900円	
フランジサイズ	製品番号	
	透明	肌色
■ 36mm	1418-36	
■ 43mm	1418-43	1417-43
■ 55mm	1418-55	1417-55

ウロストミー用ストーマ袋
※1 アダプター 3個付



さらなる安心感 詳しくはP76

ダンサックベルト 価格 770円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02



より安全・確実になったタップ式排出口

- ・目で見て触って開閉の確認ができる排出マークつき
- ・やわらかい触り心地
- ・排出時に尿の流量を調節可能なので安心
- ・安心なキャップつき
- ・ドレインチューブアダプターを使用すると蓄尿バッグへの接続が簡単



スリム・プロファイル

ポスチャーシールとふくらみ防止構造によってストーマ袋のふくらみを大幅に軽減

二品系器具ツープース
ノバ2 ウロストミー



品名	ノバ2 ウロストミー	
ストーマ袋サイズ(mm)	245 × 150	
包装入数	10枚入※1	
価格(非課税)	6,100円	
フレンジサイズ	製品番号	
	透明	肌色
■ 36mm	1218-36	1217-36
■ 43mm	1218-43	1217-43
■ 55mm	1218-55	1217-55



排出マークと手で閉鎖確認可能

ウロストミー用ストーマ袋
※1 アダプター1個、キャップ10個付。



さらなる安心感

詳しくはP76

ダンサックベルト 価格770円(税込) サイズ:100cm
白:製品番号:09000-0000 肌色:製品番号:090-02







Stoma
Skin
Soul

アクセサリ

Dansac Accessories

Protect supporting
stoma and skin care



ストーマ周囲皮膚や腹壁の状態に合わせて、しわやくぼみを補正する皮膚保護剤、装具交換時に便利なティッシュ消臭液など、ストーマ造設者に、より快適な生活を送っていただけるようなアクセサリをそろえました。

用手成形皮膚保護剤

TRE™ シール

比類なき3つの特性を持つ
次世代型皮膚保護剤。

POINT

- 初期タック、粘着力、耐久性に優れた用手成形皮膚保護剤です。
- 赤ちゃんのおむつにも使用されている吸水素材を採用しているため、お肌の水分量バランスを正常に保ちます。
- 万が一排泄物の潜り込みが発生しても、皮膚障害が起りにくい即効性のpH緩衝作用があります。



お求めやすい3枚入り



品名	TRE™シール 98mm
価格	2,244円(税込) / 2,040円(税抜)
包装	3枚 / 箱
規格	厚さ2.3mm × 外径98mm × 内径18mm
製品番号	072-98

皮膚保護剤成分：フルイドPIB / 液体PIB / ポリエチレン繊維(PEファイバー) / カルボキシビニルポリマー(カルボマー) / ポリアクリル酸ナトリウム

品名	TRE™シール 57mm(内径27mm)
価格	3,740円(税込) / 3,400円(税抜)
包装	10枚 / 箱
規格	厚さ2.3mm × 外径57mm × 内径27mm
製品番号	072-57

皮膚保護剤成分：フルイドPIB / 液体PIB / ポリエチレン繊維(PEファイバー) / カルボキシビニルポリマー(カルボマー) / ポリアクリル酸ナトリウム



57mmサイズは1枚貼りが可能



48mmサイズは1枚貼りが可能

品名	TRE™シール 48mm(リングタイプ)
価格	3,740円(税込) / 3,400円(税抜)
包装	10枚 / 箱
規格	厚さ2.3mm × 外径48mm × 内径18mm
製品番号	072-48

皮膚保護剤成分：フルイドPIB / 液体PIB / ポリエチレン繊維(PEファイバー) / カルボキシビニルポリマー(カルボマー) / ポリアクリル酸ナトリウム

リング状皮膚保護剤 GXトラシール

お肌にやさしいGX親水性皮膚保護剤を使用した、リング状皮膚保護剤。

POINT

- 弱酸性のお肌に非常に近いpH値5.2になるように設計しています。

品名	GXトラシール		品名	GXトラシール 10枚入	
価格	11,220円(税込)／10,200円(税抜)		価格	4,070円(税込)／3,700円(税抜)	
包装	30枚／箱		包装	10枚／箱	
厚さ	2.5mm		厚さ	2.5mm	
製品番号	内径 20mm	725-20/30	製品番号	内径 20mm	725-20/10
	内径 30mm	725-30/30		内径 30mm	725-30/10
	内径 40mm	725-40/30		内径 40mm	725-40/10
	内径 50mm	725-50/30		内径 50mm	725-50/10



面板外周部用シール ダンサック バリアエクステンダー

面板外周部のはがれや浮きが気になる部分に使用することで漏れを防ぎます。

POINT

- お肌に優しい「ハイドロコロイド」素材のシールです。
- コンパクトなサイズで必要な部分にのみ貼ることができます。

品名	ダンサック バリアエクステンダー
価格	2,805円(税込)／2,550円(税抜)
包装	30枚／箱
規格	長さ12.8cm×幅4.0cm
製品番号	075-30



練状皮膚保護剤 ソフトペースト

ストーマ周囲の皮膚のしわやくぼみに密着して排泄物の漏れを防ぎます。

POINT

- 皮膚保護剤下での漏れを軽減しお肌を保護します。
- 乾燥した皮膚へ、または皮膚保護剤へ直接貼付することが可能です。
- より多くの保護素材が必要な場合に、^{トレイ}TRE™シールまたはGXトラシールと一緒に使用が可能です。

品名	ソフトペースト
価格	2,200円(税込)／2,000円(税抜)
包装	1本／箱
容量	50g
製品番号	77550-0
※アルコール含有	



消臭液

ダンサック 消臭液ノドールS

ストーマ袋の交換時や排出時に
排泄物から生じる臭いを中和する消臭液。

POINT

- 排泄物のおいを効果的に中和する、
無臭・無色の消臭液です。
- 食べ物や個人差によって効果が異なる
場合がありますので、必要に応じて滴
下量を増やしてください。
- ボトルタイプで、50mlと250mlがあります。



品名	ダンサック消臭液ノドールS (50ml)
価格	2,750円(税込) / 2,500円(税抜)
包装	1本/箱
容量	50ml
製品番号	080-00


品名	ダンサック消臭液ノドールS (250ml)
価格	8,250円(税込) / 7,500円(税抜)
包装	1本/箱
容量	250ml
製品番号	080-01

※使用方法:使用前に袋内に6~10滴垂らす
※本製品のサンプル提供はいたしておりません。

清拭用品

スキンティッシュ

ストーマ周囲の皮膚を
清潔にするためのティッシュ。



POINT

1枚ずつパックになっており外出や旅行に最適です。

品名	スキンティッシュ
価格	3,080円(税込) / 2,800円(税抜)
包装	50枚/箱
製品番号	71000-0000

主な成分: 精製水 / エタノール(10%) / 亜麻仁油(1%) / 香料

閉鎖具

クランプ

POINT

ハサミのようにストーマ袋のすそを挟んで閉鎖します。



品名	クランプ
価格	2,613円(税込) / 2,375円(税抜)
包装	25個 / 箱
製品番号	092-00

閉鎖具

ソフトワイヤータイ

POINT

ストーマ袋のすそに貼り、ソフトワイヤータイに4回巻き付け、左右のワイヤーを折り曲げて閉鎖します。

※ドレインタイプの製品には付属品として入っていますが、一部の製品には入っていませんので、ご注意ください。



品名	ソフトワイヤータイ
価格	1,705円(税込) / 1,550円(税抜)
包装	50本 / 箱
製品番号	095-02

廃液貯留袋

ドレインネージバッグ

POINT

- 夜間用として最適な採尿バッグです。
- 安心な2,000mlの大容量です。
- アダプターを使用せずに、直接ダンサックウロストミーストーマ袋に接続できます。
- 尿が逆流しない逆流防止弁付きです。

※本製品のサンプル提供はいたしておりません。

品名	ドレインネージバッグ
価格	7,700円(税込) / 7,000円(税抜)
包装	10枚入
サイズ	295mm × 210mm
容量	2,000ml
製品番号	420-00



接続管

ドレインチューブアダプター

POINT

ダンサックウロストミーストーマ袋と一般的な採尿バッグを接続するアダプターです。

※ダンサックのドレインネージバッグをご使用の際は不要です

品名	ドレインチューブアダプター
価格	4,950円(税込) / 4,500円(税抜)
包装	10個入
製品番号	400-50



ベルト

ダンサックベルト

ベルトの使用により、

ストーマ袋の装着をさらに安定させます。

POINT

- ストーマ袋の装着をさらに安定させます。
- ベルトプレートや、ストーマ袋に付いているベルトタブに掛けて使用します。
- ベルトの色は白と肌色の2種類で長さは100cmです。

品名	ダンサックベルト	
価格	770円(税込) / 700円(税抜)	
長さ	100cm	
規格	58cm~109cm	
製品番号	白	09000-0000
	肌色	090-02

※本製品のサンプル提供はいたしていません。



ベルト

ベルトパック85・48mm (ワンピース用)

ベルトとベルトプレートをセットにした
ワンピース用のベルトパックでさらに安心。

POINT

- ワンピースのストーマ袋に装着し、装具を安定させます。
- ベルトプレートは内径85mmと内径48mmの2種類があります。



品名	ベルトパック 85mm	
価格	1,760円(税込) / 1,600円(税抜)	
内容	ベルトプレート5枚 / ベルト1本(白)	
製品番号	09075-0000	
適応製品	ノバ1 フォールドアップ	P39
	ノバ1 フォールドアップ X3 フリーカット	P40
	ノバ1 イレオストミー	P43
	ノバ1 ウロストミー X3	P49

※本製品のサンプル提供はいたしていません。



品名	ベルトパック 48mm	
価格	1,760円(税込) / 1,600円(税抜)	
内容	ベルトプレート5枚 / ベルト1本(肌色)	
製品番号	09076-0000	
適応製品	ノバ1 フォールドアップ X3 プレカット	P40
	ノバ1 フォールドアップ X5	P41
	ノバ1 イレオストミー X5	P44
	25mm 30mm 35mm	

※本製品のサンプル提供はいたしていません。

Index 製品一覧 [装具]

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格		貼付 日数 目安	製品番号			標準 価格 (非課税)	ページ	備考
						透明	肌色	あか ん ん ん			
コロストミー イレオストミー	単品系	ノバライフ1 TRE TM ミニ	フリーカット	15-38×50mm (タテ×ヨコ)	~5日	3026-15/10	3025-15/10		5,800	P32	
		ノバライフ1 TRE TM	フリーカット	15-55×70mm (タテ×ヨコ)	~5日	3024-15/10	3023-15/10	○	6,000	P32	
			プレカット	25mm	~5日	3024-25/10	3023-25/10	○	6,000		
				30mm	~5日	3024-30/10	3023-30/10	○	6,000		
				35mm	~5日	3024-35/10	3023-35/10	○	6,000		
				40mm	~5日	3024-40/10	3023-40/10	○	6,000		
				45mm	~5日	3024-45/10	—		6,000		
		ノバライフ1 TRE TM マキシ	フリーカット	15-55×70mm (タテ×ヨコ)	~5日	3018-15	3017-15	○	6,000	P32	
			プレカット	15-70×90mm (タテ×ヨコ)	~5日	3016-15	3015-15	○	7,000		
				25mm	~5日	3018-25	3017-25	○	6,000		
				30mm	~5日	3018-30	3017-30	○	6,000		
		ノバライフ1 TRE TM フィット	フリーカット	15-24mm	~6日	3082-24	3081-24	○	9,500	P33	
			プレカット	15-34mm	~6日	3082-34	3081-34	○	9,500		
				25mm	~6日	3082-25	3081-25	○	9,500		
				30mm	~6日	3082-30	3081-30	○	9,500		
				35mm	~6日	3082-35	3081-35	○	9,500		
		ノバライフ1 TRE TM フィット マキシ	フリーカット	15-34mm	~6日	3084-34	3083-34	○	9,500	P33	
			プレカット	15-44mm	~6日	3082-44	3081-44	○	9,500		
				15-54mm	~6日	3082-54	3081-54	○	9,500		
				25mm	~6日	3084-25	3083-25	○	9,500		
				30mm	~6日	3084-30	3083-30	○	9,500		
				35mm	~6日	3084-35	3083-35	○	9,500		
				40mm	~6日	3082-40	3081-40	○	9,500		
		45mm	~6日	3082-45	3081-45	○	9,500				
ノバライフ1 TRE TM コンボックス ミニ	フリーカット	15-24mm	~6日	3042-24			9,900	P34			
ノバライフ1 TRE TM コンボックス	フリーカット	15-24mm	~6日	3046-24	3045-24	○	9,900	P34			
	プレカット	15-37mm	~6日	3042-37	3041-37	○	9,900				
		15-46mm	~6日	3042-46	3041-46	○	9,900				
		25mm	~6日	3046-25	3045-25	○	9,900				
		30mm 最大有効径37mm	~6日	3042-30	3041-30	○	9,900				
		35mm	~6日	3042-35	3041-35	○	9,900				
		40mm 最大有効径46mm	~6日	3042-40	3041-40	○	9,900				
ノバライフ1 TRE TM コンボックス マキシ	フリーカット	15-59mm	~6日	3042-59	3041-59	○	9,900	P34			
ノバライフ1 ミニ	フリーカット	10-38×50mm	1-3日	926-10/10	925-10/10		5,600	P35			
ノバライフ1	フリーカット	10-55×70mm	1-3日	924-10/10	923-10/10		6,100	P35			
	プレカット	25mm	1-3日	924-25/10	923-25/10		6,100				
		30mm	1-3日	924-30/10	923-30/10		6,100				
		35mm	1-3日	924-35/10	923-35/10		6,100				
		40mm	1-3日	924-40/10	923-40/10		6,100				
		45mm	1-3日	924-45/10	—		6,100				

Index 製品一覧 [装具]

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格		貼付 日数 目安	製品番号			標準 価格 (非課税)	ページ	備考
						透明	肌色	あじろ			
コロストミー イレオストミー	単品系	ノバライフ1 マキシ	フリーカット	10-70×90mm	1-3日	916-10/10	915-10/10		7,100	P35	
				25mm	1-3日	916-25/10	—		7,100		
			プレカット	30mm	1-3日	916-30/10	915-30/10		7,100		
				35mm	1-3日	916-35/10	915-35/10		7,100		
		ノバライフ1 フィット	フリーカット	15-24mm	1-4日	982-24	981-24	○	8,700	P36	
				15-34mm	1-4日	982-34	981-34	○	8,700		
			プレカット	25mm	1-4日	982-25	981-25	○	8,700		
				30mm	1-4日	982-30	981-30	○	8,700		
		ノバライフ1 フィット マキシ	フリーカット	15-24mm	1-4日	984-24	983-24	○	8,700	P36	
				15-34mm	1-4日	984-34	983-34	○	8,700		
				15-44mm	1-4日	982-44	981-44	○	8,700		
				15-54mm	1-4日	982-54	981-54	○	8,700		
			プレカット	25mm	1-4日	984-25	983-25	○	8,700		
				30mm	1-4日	984-30	983-30	○	8,700		
				35mm	1-4日	984-35	983-35	○	8,700		
				40mm	1-4日	982-40	981-40	○	8,700		
		ノバライフ1 コンベックス ミニ	フリーカット	10-24mm	1-4日	942-24	—		9,300	P37	
			プレカット	20mm 最大有効径24mm	1-4日	942-20	—		9,300		
				25mm	1-4日	942-25	941-25		9,300		
		ノバライフ1 コンベックス	フリーカット	10-37mm	1-4日	942-37	941-37		9,300	P37	
				10-46mm	1-4日	942-46	941-46		9,300		
			プレカット	30mm 最大有効径37mm	1-4日	942-30	941-30		9,300		
				35mm	1-4日	942-35	941-35		9,300		
				40mm 最大有効径46mm	1-4日	942-40	941-40		9,300		
45mm	1-4日			942-45	941-45		9,300				
ノバライフ1 コンベックス マキシ	フリーカット	10-59mm	1-4日	942-59	941-59		9,300	P37			
	プレカット	50mm 最大有効径59mm	1-4日	942-50	941-50		9,300				
コロストミー	ノバライフ1 ミニクローズ	フリーカット	10-38×50mm	1-3日	—	903-10/10		4,000	P38		
			25mm	1-3日	—	903-25/10		4,000			
		プレカット	30mm	1-3日	—	903-30/10		4,000			
			35mm	1-3日	—	903-35/10		4,000			
	ノバライフ1 クローズ	フリーカット	10-55×70mm	1-3日	902-10/10	901-10/10		4,000	P38		
			25mm	1-3日	902-25/10	901-25/10		4,000			
		プレカット	30mm	1-3日	902-30/10	901-30/10		4,000			
			35mm	1-3日	902-35/10	901-35/10		4,000			
40mm			1-3日	902-40/10	901-40/10		4,000				
	45mm	1-3日	902-45/10	901-45/10		4,000					
コロストミー イレオストミー		ノバ1 ミニ フォールドアップ	フリーカット	15-50mm	1-3日	826-15/10	825-15/10		5,000	P39	

ストーマの種類	器具の種類	製品名称	規格	貼付 日数 目安	製品番号		標準 価格 (非課税)	ページ	備考	
					透明	肌色				
コロストミー イレオストミー	単品系	ノバ1 フォールドアップ	フリー カット	15-60mm	1-3日	824-15/10	823-15/10	5,600	P39	
			プレ カット	25mm	1-3日	824-25/10	823-25/10	5,600		
				30mm	1-3日	824-30/10	823-30/10	5,600		
				35mm	1-3日	824-35/10	823-35/10	5,600		
				40mm	1-3日	824-40/10	823-40/10	5,600		
				45mm	1-3日	824-45/10	—	5,600		
		ノバ1 マキシ フォールドアップ	フリー カット	15-90mm	1-3日	816-15	—	8,200	P39	
		ノバ1 フォールドアップ X3	フリー カット	15-46mm	1-4日	862-15	861-15	8,500	P40	リング状皮膚 保護剤内蔵
			プレ カット	25mm	1-4日	862-25	861-25	8,500		最大5mm 指で伸ばせませ す リング状皮膚 保護剤内蔵
				30mm	1-4日	862-30	861-30	8,500		
				35mm	1-4日	862-35	861-35	8,500		
				40mm	1-4日	862-40	—	8,500		
		45mm	1-4日	862-45	—	8,500				
		ノバ1 フォールドアップ X5	プレ カット	25mm	1-5日	882-25	881-25	9,000	P41	最大7mm 指で伸ばせませ す リング状皮膚 保護剤内蔵
				30mm	1-5日	882-30	881-30	9,000		
				35mm	1-5日	882-35	881-35	9,000		
				40mm	1-5日	882-40	—	9,000		
		ノバ1 フォールドアップ コンベックス	フリー カット	15-24mm	1-4日	842-24	841-24	9,300	P42	
				15-37mm	1-4日	842-37	841-37	9,300		
				15-46mm	1-4日	842-46	841-46	9,300		
プレ カット	20mm		1-4日	842-20	841-20	9,300				
	25mm		1-4日	842-25	841-25	9,300				
	30mm		1-4日	842-30	841-30	9,300				
35mm	1-4日	842-35	841-35	9,300						
イレオストミー	ノバ1 イレオストミー	フリー カット	20-60mm	1-3日	822-20/5	—	3,500	P43	5枚入り キャップ式排出口	
		プレ カット	25mm	1-4日	820-25	—	9,000	P44	最大7mm 指で伸ばせませ す キャップ式排出口	
			30mm	1-4日	820-30	—	9,000			
	ノバ1 イレオストミー コンベックス	フリー カット	15-24mm	1-4日	810-24	—	4,600	P45	5枚入り キャップ式排出口	
			15-37mm	1-4日	810-37	—	4,600			
			15-46mm	1-4日	810-46	—	4,600			
		プレ カット	25mm	1-4日	810-25	—	4,600			
			30mm	1-4日	810-30	—	4,600			
			35mm	1-4日	810-35	—	4,600			
40mm	1-4日	810-40	—	4,600						
ウロストミー	ノバライフ1 ^{トレイ} ウロストミー	フリー カット	15-55×70mm (タテ×ヨコ)	~3日	3492-15	3491-15	8,000	P46	タップ式排出口	
		25-55×70mm (タテ×ヨコ)	~3日	3492-25	—	8,000				
	ノバライフ1 ^{トレイ} ウロストミー フィット	フリー カット	15-24mm	~4日	3496-24	—	11,000	P47	タップ式排出口	
			15-34mm	~4日	3496-34	—	11,000			

Index 製品一覧 [装具]

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格		貼付日数目安	製品番号		標準価格 (非課税)	ページ	備考		
						透明	肌色					
ウロストミー	単品系	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット	フリーカット	15-44mm	~4日	3496-44	—	11,000	P47	タップ式排出口		
			プレカット	25mm	~4日	3496-25	—	11,000				
				30mm	~4日	3496-30	—	11,000				
		ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス	フリーカット	15-24mm	~4日	3494-24	—	11,000	P48	タップ式排出口		
				15-37mm	~4日	3494-37	—	11,000				
				15-46mm	~4日	3494-46	—	11,000				
			プレカット	25mm	~4日	3494-25	—	11,000				
		30mm 最大有効径37mm		~4日	3494-30	—	11,000					
		ノバ1 ウロストミー X3	フリーカット	12-46mm	1-3日	892-12	—	8,500	P49	リング状皮膚 保護剤内蔵		
				20mm	1-3日	892-20	—	8,500				
			プレカット	25mm	1-3日	892-25	—	8,500		最大5mm 指で伸ばせませ リング状皮膚 保護剤内蔵		
				30mm	1-3日	892-30	—	8,500				
				ノバ1 ウロストミー コンベックス	フリーカット	15-24mm	1-3日	894-24			—	9,800
		15-37mm	1-3日	894-37		—	9,800					
		プレカット	20mm	1-3日		894-20	—	9,800				
			25mm	1-3日		894-25	—	9,800				
			30mm	1-3日	894-30	—	9,800					
		小児用	ノバ1 インファント ドレイン	フリーカット	0-40mm	1-2日	818-00/10	—	4,000	P51	フィルターなし	
					10-40mm	1-2日	818-10/10	—	4,000			
		コロストミー	ノバ1 ミニキャップ	プレカット	30mm	1時間 -2日	—	829-30/10	2,600	P52		
40mm	1時間 -2日				—	829-40/10	2,600					
50mm	1時間 -2日				—	829-50/10	2,600					
コロストミー イレオストミー ウロストミー	二品系 面板	ノバライフ2 TRE™ リング	フランジ 36mm	フリーカット	15-28mm	~5日	3136-15	4,000	P56			
				フリーカット	15-35mm	~5日	3143-15	4,000				
			フランジ 43mm	プレ カット	25mm	~5日	3143-25	4,000				
					30mm	~5日	3143-30	4,000				
			フランジ 55mm	フリー カット	15-47mm	~5日	3155-15	4,000				
					プレ カット	35mm	~5日	3155-35		4,000		
						40mm	~5日	3155-40		4,000		
		フランジ 70mm	フリー カット	15-62mm	~5日	3170-15	4,350					
		ノバライフ2 TRE™ フィット リング	フランジ 43mm	フリー カット	15-25mm	~6日	3343-15	4,550	P57			
				プレ カット	25mm	~6日	3343-25	4,550				
			フランジ 55mm	フリー カット	15-38mm	~6日	3355-15	4,550				
					30mm	~6日	3355-30	4,550				
				プレ カット	35mm	~6日	3355-35	4,550				
			フランジ 70mm	フリー カット	15-52mm	~6日	3370-15	4,550				
		ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	フランジ 36mm	フリー カット	15-23mm	~6日	3236-15	5,250	P58			
				フリー カット	15-30mm	~6日	3243-15	5,250				
			フランジ 43mm	プレ カット	25mm	~6日	3243-25	5,250				
					30mm	~6日	3243-30	5,250				

ストーマの種類	器具の種類	製品名称	規格		貼付 日数 目安	製品番号		標準 価格 (非課税)	ページ	備考	
						透明	肌色				
コロストミー イレオストミー ウロストミー	二品系 面板	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	フレンジ 55mm	フリー カット	15-42mm	~6日	3255-15	5,250	P58		
				プレ カット	35mm	~6日	3255-35	5,250			
				40mm	~6日	3255-40	5,250				
			フレンジ 70mm	フリー カット	15-59mm	~6日	3270-15	5,250			
			ノバライフ2 リング	フレンジ 36mm	フリー カット	10-28mm	1-4日	1736-10			3,900
					プレ カット	20mm	1-4日	1736-20			3,900
		25mm				1-4日	1736-25	3,900			
		フレンジ 43mm		フリー カット	10-35mm	1-4日	1743-10	3,900			
				プレ カット	25mm	1-4日	1743-25	3,900			
					30mm	1-4日	1743-30	3,900			
		フレンジ 55mm	フリー カット	10-47mm	1-4日	1755-10	3,900				
				プレ カット	35mm	1-4日	1755-35	3,900			
			40mm		1-4日	1755-40	3,900				
	フレンジ 70mm		フリー カット	10-62mm	1-4日	1770-10	3,900				
			プレ カット	45mm	1-4日	1770-45	3,900				
				50mm	1-4日	1770-50	3,900				
	ノバライフ2 コンベックス リング	フレンジ 36mm	フリー カット	10-23mm	1-4日	1936-10	4,650				
			プレ カット	20mm	1-4日	1936-20	4,650				
				23mm	1-4日	1936-23	4,650				
		フレンジ 43mm	フリー カット	10-30mm	1-4日	1943-10	4,650				
			プレ カット	25mm	1-4日	1943-25	4,650				
				30mm	1-4日	1943-30	4,650				
		フレンジ 55mm	フリー カット	10-42mm	1-4日	1955-10	4,650				
			プレ カット	35mm 最大有効径42mm	1-4日	1955-35	4,650				
40mm				1-4日	1955-40	4,650					
フレンジ 70mm		フリー カット	10-59mm	1-4日	1970-10	4,650					
		プレ カット	40mm 最大有効径59mm	1-4日	1970-40	4,650					
			45mm 最大有効径59mm	1-4日	1970-45	4,650					
コロストミー イレオストミー	二品系 ストーマ袋	ノバライフ2 ミニオープン	フレンジ 36mm			1320-36/10	1319-36/10	3,800	P61		
			フレンジ 43mm			1320-43/10	1319-43/10	3,800			
			フレンジ 55mm			1320-55/10	1319-55/10	3,800			
		ノバライフ2 オープン	フレンジ 36mm			1316-36/10	1315-36/10	4,100	P61		
			フレンジ 43mm			1316-43/10	1315-43/10	4,100			
			フレンジ 55mm			1316-55/10	1315-55/10	4,100			
			フレンジ 70mm			1316-70/10	1315-70/10	4,100			
		ノバライフ2 マキシ オープン	フレンジ 43mm			1322-43/10	1321-43/10	4,400	P61		
			フレンジ 55mm			1322-55/10	1321-55/10	4,400			
			フレンジ 70mm			1322-70/10	1321-70/10	4,400			
		コロストミー	ノバライフ2 ミニクローズ	フレンジ 36mm			—	1303-36/10	2,700		P61
				フレンジ 43mm			—	1303-43/10	2,700		

Index 製品一覧 [装具]

ストーマの種類	装具の種類	製品名称	規格	貼付日数目安	製品番号		標準価格 (非課税)	ページ	備考				
					透明	肌色							
コロストミー	二品系 ストーマ袋	ノバライフ2 ミニクローズ	フランジ 55mm		—	1303-55/10	2,700	P61					
		ノバライフ2 クローズ	フランジ 36mm		—	1301-36/10	2,700	P61					
			フランジ 43mm		1302-43/10	1301-43/10	2,700						
			フランジ 55mm		1302-55/10	1301-55/10	2,700						
コロストミー イレオストミー ウロストミー	二品系 面 板	ノバ2 リング	フランジ 36mm	フリー カット	12-28mm	1-4日	1136-12	3,900	P62				
					15-28mm	1-4日	1136-15	3,900					
				プレ カット	20mm	1-4日	1136-20	3,900					
					25mm	1-4日	1136-25	3,900					
			フランジ 43mm	フリー カット	15-35mm	1-4日	1143-15	3,900					
					25mm	1-4日	1143-25	3,900					
				プレ カット	30mm	1-4日	1143-30	3,900					
					15-47mm	1-4日	1155-15	3,900					
			フランジ 55mm	フリー カット	35mm	1-4日	1155-35	3,900					
					40mm	1-4日	1155-40	3,900					
				プレ カット	15-62mm	1-4日	1170-15	3,900					
					15-30mm	1-4日	1343-15	4,000					
		ノバ2 X3 リング	フランジ 43mm	フリー カット	25mm	1-4日	1343-25	4,000	P63	リング状皮膚保護剤内蔵			
					15-42mm	1-4日	1355-15	4,000		最大5mm指で伸ばせます リング状皮膚保護剤内蔵			
			フランジ 55mm	プレ カット	32mm	1-4日	1355-32	4,000		リング状皮膚保護剤内蔵			
					35mm	1-4日	1355-35	4,000		最大5mm指で伸ばせます リング状皮膚保護剤内蔵			
		ノバ2 X5 リング	フランジ 43mm	プレ カット	18mm	1-5日	1443-18	4,250	P64	最大7mm 指で伸ばせます リング状皮膚 保護剤内蔵			
					21mm	1-5日	1443-21	4,250					
					25mm	1-5日	1443-25	4,250					
					28mm	1-5日	1443-28	4,250					
			フランジ 55mm	プレ カット	32mm	1-5日	1455-32	4,250					
					35mm	1-5日	1455-35	4,250					
					38mm	1-5日	1455-38	4,250					
					15-23mm	1-4日	1536-15	4,600					
			ノバ2 コンベックス リング	フランジ 36mm	フリー カット	20mm	1-4日	1536-20			4,600	P65	
						プレ カット	23mm	1-4日			1536-23		4,600
							15-30mm	1-4日			1543-15		4,600
				フランジ 43mm	フリー カット	25mm	1-4日	1543-25			4,600		
30mm	1-4日	1543-30				4,600							
15-42mm	1-4日	1555-15				4,600							
フランジ 55mm	フリー カット	35mm	1-4日	1555-35	4,600								
		プレ カット	40mm	1-4日	1555-40	4,600							
			フランジ 36mm		—	1219-36	3,400	P66					
ノバ2 ミニフォールドアップ	フランジ 43mm		—	1219-43	3,400								
	フランジ 55mm		—	1219-55	3,400								
	ノバ2 フォールドアップ	フランジ 36mm		1216-36	1215-36	3,700	P66						

ストーマの種類	器具の種類	製品名称	規格	貼付日数目安	製品番号		標準価格 (非課税)	ページ	備考	
					透明	肌色				
コロストミー イレオストミー	二品系 ストーマ袋	ノバ2 フォールドアップ	フランジ 43mm		1216-43	1215-43	3,700	P66		
			フランジ 55mm		1216-55	1215-55	3,700			
			フランジ 70mm		1216-70	1215-70	3,700			
イレオストミー		ノバ2 イレオストミー	フランジ 43mm		1208-43	1207-43	5,500	P67	キャップ式 排出口	
			フランジ 55mm		1208-55	1207-55	5,500			
			フランジ 70mm		1208-70	1207-70	5,500			
ウロストミー		ノバ2 ウロストミー	ノバライフ2 ウロストミー	フランジ 36mm		1418-36	—	5,900	P68	タップ式 排出口
				フランジ 43mm		1418-43	1417-43	5,900		
				フランジ 55mm		1418-55	1417-55	5,900		
	ノバ2 ウロストミー		フランジ 36mm		1218-36	1217-36	6,100	P69		
			フランジ 43mm		1218-43	1217-43	6,100			
			フランジ 55mm		1218-55	1217-55	6,100			

製品一覧 [アクセサリ]

本カタログでは、税抜価格に10%を乗じて、小数点第一位を四捨五入した金額を税込価格としています。
小数点以下の取扱は販売店により異なるため、実際の税込価格と異なる場合があります。

種類	製品名称	規格	製品番号	標準価格 (税込)	ページ	備考
用手成形皮膚保護剤	トレイ TRE™シール 98mm	厚さ2.3mm × 外径98mm × 内径18mm	072-98	2,244	P72	3枚入
	トレイ TRE™シール 57mm (内径27mm)	厚さ2.3mm × 外径57mm × 内径27mm	072-57	3,740		10枚入
	トレイ TRE™シール 48mm (リングタイプ)	厚さ2.3mm × 外径48mm × 内径18mm	072-48	3,740		10枚入
リング状皮膚保護剤	GXトラシール (30枚)	内径 20mm	725-20/30	11,220	P73	30枚入
		内径 30mm	725-30/30	11,220		
		内径 40mm	725-40/30	11,220		
		内径 50mm	725-50/30	11,220		
	GXトラシール (10枚)	内径 20mm	725-20/10	4,070	P73	10枚入
		内径 30mm	725-30/10	4,070		
		内径 40mm	725-40/10	4,070		
		内径 50mm	725-50/10	4,070		
面板外周部用シール	ダンサック バリアエクステンダー	長さ12.8cm × 幅4.0cm	075-30	2,805	P73	30枚入り
練状皮膚保護剤	ソフトペースト	50g	77550-0	2,200	P73	1本入
清拭用品	スキнтиッシュ		71000-0000	3,080	P74	50枚入
消臭液	ダンサック 消臭液ノドルS	50ml	080-00	2,750	P74	1本入
		250ml	080-01	8,250		
閉鎖具	クランプ		092-00	2,613	P75	25個入
	ソフトワイヤータイ		095-02	1,705	P75	50本入
廃液貯留袋	ドレインネージバッグ	2000ml	420-00	7,700	P75	10枚入
接続管	ドレインチューブアダプター		400-50	4,950	P75	10個入
ベルト	ダンサックベルト	100cm (白)	09000-0000	770	P76	1本入
		100cm (肌色)	090-02	770		
	ベルトバック 85mm	ベルトプレート85mm 5枚/ベルト1本(白)	09075-0000	1,760	P76	
	ベルトバック 48mm	ベルトプレート48mm 5枚/ベルト1本(肌色)	09076-0000	1,760		

Index 製品番号順索引

製品番号	製品名称	規格			ページ
072-48	TRE™ シール	48mm (リングタイプ)			72
072-57	TRE™ シール	57mm (内径27mm)			72
072-98	TRE™ シール	98mm			72
075-30	ダンサック バリアエクステンダー	長さ12.8cm×幅4.0cm, 30枚入			73
080-00	ダンサック消臭液ノドールS	50ml			74
080-01	ダンサック消臭液ノドールS	250ml			74
090-02	ダンサックベルト	肌色100cm			76
092-00	クランプ	25個入			75
095-02	ソフトワイヤータイ	50本入			75
400-50	ドレインチューブアダプター	10個入			75
420-00	ドレインネージバッグ	2,000ml, 10枚入			75
725-20/10	GX トラシール	内径20mm, 10枚入			73
725-20/30	GX トラシール	内径20mm, 30枚入			73
725-30/10	GX トラシール	内径30mm, 10枚入			73
725-30/30	GX トラシール	内径30mm, 30枚入			73
725-40/10	GX トラシール	内径40mm, 10枚入			73
725-40/30	GX トラシール	内径40mm, 30枚入			73
725-50/10	GX トラシール	内径50mm, 10枚入			73
725-50/30	GX トラシール	内径50mm, 30枚入			73
810-24	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-24mm	45
810-25	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	プレカット	25mm	45
810-30	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	プレカット	30mm	45
810-35	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	プレカット	35mm	45
810-37	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-37mm	45
810-40	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	プレカット	40mm	45
810-46	ノバ1 イレオストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-46mm	45
816-15	ノバ1 マキシ フォールドアップ	透明	フリーカット	15-90mm	39
818-00/10	ノバ1 インファント ドレイン(小児用)	透明	フリーカット	0-40mm	51
818-10/10	ノバ1 インファント ドレイン(小児用)	透明	フリーカット	10-40mm	51
820-25	ノバ1 イレオストミー X5	透明	プレカット(自在孔)	25mm	44
820-30	ノバ1 イレオストミー X5	透明	プレカット(自在孔)	30mm	44
820-35	ノバ1 イレオストミー X5	透明	プレカット(自在孔)	35mm	44
822-20/5	ノバ1 イレオストミー	透明	フリーカット	20-60mm	43
823-15/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色	フリーカット	15-60mm	39
823-25/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色	プレカット	25mm	39
823-30/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色	プレカット	30mm	39
823-35/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色	プレカット	35mm	39
823-40/10	ノバ1 フォールドアップ	肌色	プレカット	40mm	39
824-15/10	ノバ1 フォールドアップ	透明	フリーカット	15-60mm	39
824-25/10	ノバ1 フォールドアップ	透明	プレカット	25mm	39
824-30/10	ノバ1 フォールドアップ	透明	プレカット	30mm	39
824-35/10	ノバ1 フォールドアップ	透明	プレカット	35mm	39
824-40/10	ノバ1 フォールドアップ	透明	プレカット	40mm	39
824-45/10	ノバ1 フォールドアップ	透明	プレカット	45mm	39
825-15/10	ノバ1 ミニフォールドアップ	肌色	フリーカット	15-50mm	39
826-15/10	ノバ1 ミニフォールドアップ	透明	フリーカット	15-50mm	39
829-30/10	ノバ1 ミニキャップ	肌色	プレカット	30mm	52
829-40/10	ノバ1 ミニキャップ	肌色	プレカット	40mm	52
829-50/10	ノバ1 ミニキャップ	肌色	プレカット	50mm	52
841-20	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	プレカット	20mm	42

製品番号	製品名称	規格			ページ
841-24	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	フリーカット	15-24mm	42
841-25	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	ブレカット	25mm	42
841-30	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	ブレカット	30mm	42
841-35	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	ブレカット	35mm	42
841-37	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	フリーカット	15-37mm	42
841-46	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	肌色	フリーカット	15-46mm	42
842-20	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	ブレカット	20mm	42
842-24	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	フリーカット	15-24mm	42
842-25	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	ブレカット	25mm	42
842-30	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	ブレカット	30mm	42
842-35	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	ブレカット	35mm	42
842-37	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	フリーカット	15-37mm	42
842-46	ノバ1 フォールドアップ コンベックス	透明	フリーカット	15-46mm	42
861-15	ノバ1 フォールドアップ X3	肌色	フリーカット	15-46mm	40
861-25	ノバ1 フォールドアップ X3	肌色	ブレカット(自在孔)	25mm	40
861-30	ノバ1 フォールドアップ X3	肌色	ブレカット(自在孔)	30mm	40
861-35	ノバ1 フォールドアップ X3	肌色	ブレカット(自在孔)	35mm	40
862-15	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	フリーカット	15-46mm	40
862-25	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	ブレカット(自在孔)	25mm	40
862-30	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	ブレカット(自在孔)	30mm	40
862-35	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	ブレカット(自在孔)	35mm	40
862-40	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	ブレカット(自在孔)	40mm	40
862-45	ノバ1 フォールドアップ X3	透明	ブレカット(自在孔)	45mm	40
881-25	ノバ1 フォールドアップ X5	肌色	ブレカット(自在孔)	25mm	41
881-30	ノバ1 フォールドアップ X5	肌色	ブレカット(自在孔)	30mm	41
881-35	ノバ1 フォールドアップ X5	肌色	ブレカット(自在孔)	35mm	41
882-25	ノバ1 フォールドアップ X5	透明	ブレカット(自在孔)	25mm	41
882-30	ノバ1 フォールドアップ X5	透明	ブレカット(自在孔)	30mm	41
882-35	ノバ1 フォールドアップ X5	透明	ブレカット(自在孔)	35mm	41
882-40	ノバ1 フォールドアップ X5	透明	ブレカット(自在孔)	40mm	41
882-45	ノバ1 フォールドアップ X5	透明	ブレカット(自在孔)	45mm	41
892-12	ノバ1 ウロストミー X3	透明	フリーカット	12-46mm	49
892-20	ノバ1 ウロストミー X3	透明	ブレカット(自在孔)	20mm	49
892-25	ノバ1 ウロストミー X3	透明	ブレカット(自在孔)	25mm	49
892-30	ノバ1 ウロストミー X3	透明	ブレカット(自在孔)	30mm	49
894-20	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明	ブレカット	20mm	50
894-24	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-24mm	50
894-25	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明	ブレカット	25mm	50
894-30	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明	ブレカット	30mm	50
894-37	ノバ1 ウロストミー コンベックス	透明	フリーカット	15-37mm	50
901-10/10	ノバライフ1 クローズ	肌色	フリーカット	10-55×70mm	38
901-25/10	ノバライフ1 クローズ	肌色	ブレカット	25mm	38
901-30/10	ノバライフ1 クローズ	肌色	ブレカット	30mm	38
901-35/10	ノバライフ1 クローズ	肌色	ブレカット	35mm	38
901-40/10	ノバライフ1 クローズ	肌色	ブレカット	40mm	38
901-45/10	ノバライフ1 クローズ	肌色	ブレカット	45mm	38
902-10/10	ノバライフ1 クローズ	透明	フリーカット	10-55×70mm	38
902-25/10	ノバライフ1 クローズ	透明	ブレカット	25mm	38
902-30/10	ノバライフ1 クローズ	透明	ブレカット	30mm	38
902-35/10	ノバライフ1 クローズ	透明	ブレカット	35mm	38

Index 製品番号順索引

製品番号	製品名称	規格			ページ
902-40/10	ノバライフ1 クローズ	透明	プレカット	40mm	38
902-45/10	ノバライフ1 クローズ	透明	プレカット	45mm	38
903-10/10	ノバライフ1 ミニクローズ	肌色	フリーカット	10-38×50mm	38
903-25/10	ノバライフ1 ミニクローズ	肌色	プレカット	25mm	38
903-30/10	ノバライフ1 ミニクローズ	肌色	プレカット	30mm	38
903-35/10	ノバライフ1 ミニクローズ	肌色	プレカット	35mm	38
915-10/10	ノバライフ1 マキシ	肌色	フリーカット	10-70×90mm	35
915-30/10	ノバライフ1 マキシ	肌色	プレカット	30mm	35
915-35/10	ノバライフ1 マキシ	肌色	プレカット	35mm	35
916-10/10	ノバライフ1 マキシ	透明	フリーカット	10-70×90mm	35
916-25/10	ノバライフ1 マキシ	透明	プレカット	25mm	35
916-30/10	ノバライフ1 マキシ	透明	プレカット	30mm	35
916-35/10	ノバライフ1 マキシ	透明	プレカット	35mm	35
923-10/10	ノバライフ1	肌色	フリーカット	10-55×70mm	35
923-25/10	ノバライフ1	肌色	プレカット	25mm	35
923-30/10	ノバライフ1	肌色	プレカット	30mm	35
923-35/10	ノバライフ1	肌色	プレカット	35mm	35
923-40/10	ノバライフ1	肌色	プレカット	40mm	35
924-10/10	ノバライフ1	透明	フリーカット	10-55×70mm	35
924-25/10	ノバライフ1	透明	プレカット	25mm	35
924-30/10	ノバライフ1	透明	プレカット	30mm	35
924-35/10	ノバライフ1	透明	プレカット	35mm	35
924-40/10	ノバライフ1	透明	プレカット	40mm	35
924-45/10	ノバライフ1	透明	プレカット	45mm	35
925-10/10	ノバライフ1 ミニ	肌色	フリーカット	10-38×50mm	35
926-10/10	ノバライフ1 ミニ	透明	フリーカット	10-38×50mm	35
941-25	ノバライフ1 コンベックス ミニ	肌色	プレカット	25mm	37
941-30	ノバライフ1 コンベックス	肌色	プレカット	30mm (~37mm)	37
941-35	ノバライフ1 コンベックス	肌色	プレカット	35mm	37
941-37	ノバライフ1 コンベックス	肌色	フリーカット	10-37mm	37
941-40	ノバライフ1 コンベックス	肌色	プレカット	40mm (~46mm)	37
941-45	ノバライフ1 コンベックス	肌色	プレカット	45mm	37
941-46	ノバライフ1 コンベックス	肌色	フリーカット	10-46mm	37
941-50	ノバライフ1 コンベックス マキシ	肌色	プレカット	50mm (~59mm)	37
941-59	ノバライフ1 コンベックス マキシ	肌色	フリーカット	10-59mm	37
942-20	ノバライフ1 コンベックス ミニ	透明	プレカット	20mm (~24mm)	37
942-24	ノバライフ1 コンベックス ミニ	透明	フリーカット	10-24mm	37
942-25	ノバライフ1 コンベックス ミニ	透明	プレカット	25mm	37
942-30	ノバライフ1 コンベックス	透明	プレカット	30mm (~37mm)	37
942-35	ノバライフ1 コンベックス	透明	プレカット	35mm	37
942-37	ノバライフ1 コンベックス	透明	フリーカット	10-37mm	37
942-40	ノバライフ1 コンベックス	透明	プレカット	40mm (~46mm)	37
942-45	ノバライフ1 コンベックス	透明	プレカット	45mm	37
942-46	ノバライフ1 コンベックス	透明	フリーカット	10-46mm	37
942-50	ノバライフ1 コンベックス マキシ	透明	プレカット	50mm (~59mm)	37
942-59	ノバライフ1 コンベックス マキシ	透明	フリーカット	10-59mm	37
981-24	ノバライフ1 フィット	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-24mm	36
981-25	ノバライフ1 フィット	肌色(あんしん窓)	プレカット	25mm	36
981-30	ノバライフ1 フィット	肌色(あんしん窓)	プレカット	30mm	36
981-34	ノバライフ1 フィット	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-34mm	36

製品番号	製品名称	規格			ページ
981-35	ノバライフ1 フィット	肌色 (あんしん窓)	ブレカット	35mm	36
981-40	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	ブレカット	40mm	36
981-44	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-44mm	36
981-45	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	ブレカット	45mm	36
981-54	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-54mm	36
982-24	ノバライフ1 フィット	透明	フリーカット	15-24mm	36
982-25	ノバライフ1 フィット	透明	ブレカット	25mm	36
982-30	ノバライフ1 フィット	透明	ブレカット	30mm	36
982-34	ノバライフ1 フィット	透明	フリーカット	15-34mm	36
982-35	ノバライフ1 フィット	透明	ブレカット	35mm	36
982-40	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	ブレカット	40mm	36
982-44	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	フリーカット	15-44mm	36
982-45	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	ブレカット	45mm	36
982-54	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	フリーカット	15-54mm	36
983-24	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-24mm	36
983-25	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	ブレカット	25mm	36
983-30	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	ブレカット	30mm	36
983-34	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-34mm	36
983-35	ノバライフ1 フィット マキシ	肌色 (あんしん窓)	ブレカット	35mm	36
984-24	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	フリーカット	15-24mm	36
984-25	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	ブレカット	25mm	36
984-30	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	ブレカット	30mm	36
984-34	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	フリーカット	15-34mm	36
984-35	ノバライフ1 フィット マキシ	透明	ブレカット	35mm	36
1136-12	ノバ 2 リング	36mm フランジ	フリーカット	12-28mm	62
1136-15	ノバ 2 リング	36mm フランジ	フリーカット	15-28mm	62
1136-20	ノバ 2 リング	36mm フランジ	ブレカット	20mm	62
1136-25	ノバ 2 リング	36mm フランジ	ブレカット	25mm	62
1143-15	ノバ 2 リング	43mm フランジ	フリーカット	15-35mm	62
1143-25	ノバ 2 リング	43mm フランジ	ブレカット	25mm	62
1143-30	ノバ 2 リング	43mm フランジ	ブレカット	30mm	62
1155-15	ノバ 2 リング	55mm フランジ	フリーカット	15-47mm	62
1155-35	ノバ 2 リング	55mm フランジ	ブレカット	35mm	62
1155-40	ノバ 2 リング	55mm フランジ	ブレカット	40mm	62
1170-15	ノバ 2 リング	70mm フランジ	フリーカット	15-62mm	62
1207-43	ノバ 2 イレオストミー	43mm フランジ	肌色		67
1207-55	ノバ 2 イレオストミー	55mm フランジ	肌色		67
1207-70	ノバ 2 イレオストミー	70mm フランジ	肌色		67
1208-43	ノバ 2 イレオストミー	43mm フランジ	透明		67
1208-55	ノバ 2 イレオストミー	55mm フランジ	透明		67
1208-70	ノバ 2 イレオストミー	70mm フランジ	透明		67
1215-36	ノバ 2 フォールドアップ	36mm フランジ	肌色		66
1215-43	ノバ 2 フォールドアップ	43mm フランジ	肌色		66
1215-55	ノバ 2 フォールドアップ	55mm フランジ	肌色		66
1215-70	ノバ 2 フォールドアップ	70mm フランジ	肌色		66
1216-36	ノバ 2 フォールドアップ	36mm フランジ	透明		66
1216-43	ノバ 2 フォールドアップ	43mm フランジ	透明		66
1216-55	ノバ 2 フォールドアップ	55mm フランジ	透明		66
1216-70	ノバ 2 フォールドアップ	70mm フランジ	透明		66
1217-36	ノバ 2 ウロストミー	36mm フランジ	肌色		69

Index 製品番号順索引

製品番号	製品名称	規格	ページ
1217-43	ノバ 2 ウロストミー	43mm フランジ 肌色	69
1217-55	ノバ 2 ウロストミー	55mm フランジ 肌色	69
1218-36	ノバ 2 ウロストミー	36mm フランジ 透明	69
1218-43	ノバ 2 ウロストミー	43mm フランジ 透明	69
1218-55	ノバ 2 ウロストミー	55mm フランジ 透明	69
1219-36	ノバ 2 ミニフォールドアップ	36mm フランジ 肌色	66
1219-43	ノバ 2 ミニフォールドアップ	43mm フランジ 肌色	66
1219-55	ノバ 2 ミニフォールドアップ	55mm フランジ 肌色	66
1301-36/10	ノバライフ2 クローズ	36mm フランジ 肌色	61
1301-43/10	ノバライフ2 クローズ	43mm フランジ 肌色	61
1301-55/10	ノバライフ2 クローズ	55mm フランジ 肌色	61
1302-43/10	ノバライフ2 クローズ	43mm フランジ 透明	61
1302-55/10	ノバライフ2 クローズ	55mm フランジ 透明	61
1303-36/10	ノバライフ2 ミニクローズ	36mm フランジ 肌色	61
1303-43/10	ノバライフ2 ミニクローズ	43mm フランジ 肌色	61
1303-55/10	ノバライフ2 ミニクローズ	55mm フランジ 肌色	61
1315-36/10	ノバライフ2 オープン	36mm フランジ 肌色	61
1315-43/10	ノバライフ2 オープン	43mm フランジ 肌色	61
1315-55/10	ノバライフ2 オープン	55mm フランジ 肌色	61
1315-70/10	ノバライフ2 オープン	70mm フランジ 肌色	61
1316-36/10	ノバライフ2 オープン	36mm フランジ 透明	61
1316-43/10	ノバライフ2 オープン	43mm フランジ 透明	61
1316-55/10	ノバライフ2 オープン	55mm フランジ 透明	61
1316-70/10	ノバライフ2 オープン	70mm フランジ 透明	61
1319-36/10	ノバライフ2 ミニオープン	36mm フランジ 肌色	61
1319-43/10	ノバライフ2 ミニオープン	43mm フランジ 肌色	61
1319-55/10	ノバライフ2 ミニオープン	55mm フランジ 肌色	61
1320-36/10	ノバライフ2 ミニオープン	36mm フランジ 透明	61
1320-43/10	ノバライフ2 ミニオープン	43mm フランジ 透明	61
1320-55/10	ノバライフ2 ミニオープン	55mm フランジ 透明	61
1321-43/10	ノバライフ2 マキシ オープン	43mm フランジ 肌色	61
1321-55/10	ノバライフ2 マキシ オープン	55mm フランジ 肌色	61
1321-70/10	ノバライフ2 マキシ オープン	70mm フランジ 肌色	61
1322-43/10	ノバライフ2 マキシ オープン	43mm フランジ 透明	61
1322-55/10	ノバライフ2 マキシ オープン	55mm フランジ 透明	61
1322-70/10	ノバライフ2 マキシ オープン	70mm フランジ 透明	61
1343-15	ノバ 2 X3 リング	43mm フランジ フリーカット 15-30mm	63
1343-25	ノバ 2 X3 リング	43mm フランジ プレカット(自在孔) 25mm	63
1355-15	ノバ 2 X3 リング	55mm フランジ フリーカット 15-42mm	63
1355-32	ノバ 2 X3 リング	55mm フランジ プレカット(自在孔) 32mm	63
1355-35	ノバ 2 X3 リング	55mm フランジ プレカット(自在孔) 35mm	63
1417-43	ノバライフ2 ウロストミー	43mm フランジ 肌色	68
1417-55	ノバライフ2 ウロストミー	55mm フランジ 肌色	68
1418-36	ノバライフ2 ウロストミー	36mm フランジ 透明	68
1418-43	ノバライフ2 ウロストミー	43mm フランジ 透明	68
1418-55	ノバライフ2 ウロストミー	55mm フランジ 透明	68
1443-18	ノバ 2 X5 リング	43mm フランジ プレカット(自在孔) 18mm	64
1443-21	ノバ 2 X5 リング	43mm フランジ プレカット(自在孔) 21mm	64
1443-25	ノバ 2 X5 リング	43mm フランジ プレカット(自在孔) 25mm	64
1443-28	ノバ 2 X5 リング	43mm フランジ プレカット(自在孔) 28mm	64

製品番号	製品名称	規格			ページ
1455-32	ノバ 2 X5 リング	55mm フランジ	ブレカット(自在孔)	32mm	64
1455-35	ノバ 2 X5 リング	55mm フランジ	ブレカット(自在孔)	35mm	64
1455-38	ノバ 2 X5 リング	55mm フランジ	ブレカット(自在孔)	38mm	64
1536-15	ノバ 2 コンベックス リング	36mm フランジ	フリーカット	15-23mm	65
1536-20	ノバ 2 コンベックス リング	36mm フランジ	ブレカット	20mm	65
1536-23	ノバ 2 コンベックス リング	36mm フランジ	ブレカット	23mm	65
1543-15	ノバ 2 コンベックス リング	43mm フランジ	フリーカット	15-30mm	65
1543-25	ノバ 2 コンベックス リング	43mm フランジ	ブレカット	25mm	65
1543-30	ノバ 2 コンベックス リング	43mm フランジ	ブレカット	30mm	65
1555-15	ノバ 2 コンベックス リング	55mm フランジ	フリーカット	15-42mm	65
1555-35	ノバ 2 コンベックス リング	55mm フランジ	ブレカット	35mm	65
1555-40	ノバ 2 コンベックス リング	55mm フランジ	ブレカット	40mm	65
1736-10	ノバラライフ 2 リング	36mm フランジ	フリーカット	10-28mm	59
1736-20	ノバラライフ 2 リング	36mm フランジ	ブレカット	20mm	59
1736-25	ノバラライフ 2 リング	36mm フランジ	ブレカット	25mm	59
1743-10	ノバラライフ 2 リング	43mm フランジ	フリーカット	10-35mm	59
1743-25	ノバラライフ 2 リング	43mm フランジ	ブレカット	25mm	59
1743-30	ノバラライフ 2 リング	43mm フランジ	ブレカット	30mm	59
1755-10	ノバラライフ 2 リング	55mm フランジ	フリーカット	10-47mm	59
1755-35	ノバラライフ 2 リング	55mm フランジ	ブレカット	35mm	59
1755-40	ノバラライフ 2 リング	55mm フランジ	ブレカット	40mm	59
1770-10	ノバラライフ 2 リング	70mm フランジ	フリーカット	10-62mm	59
1770-45	ノバラライフ 2 リング	70mm フランジ	ブレカット	45mm	59
1770-50	ノバラライフ 2 リング	70mm フランジ	ブレカット	50mm	59
1936-10	ノバラライフ 2 コンベックス リング	36mm フランジ	フリーカット	10-23mm	60
1936-20	ノバラライフ 2 コンベックス リング	36mm フランジ	ブレカット	20mm	60
1936-23	ノバラライフ 2 コンベックス リング	36mm フランジ	ブレカット	23mm	60
1943-10	ノバラライフ 2 コンベックス リング	43mm フランジ	フリーカット	10-30mm	60
1943-25	ノバラライフ 2 コンベックス リング	43mm フランジ	ブレカット	25mm	60
1943-30	ノバラライフ 2 コンベックス リング	43mm フランジ	ブレカット	30mm	60
1955-10	ノバラライフ 2 コンベックス リング	55mm フランジ	フリーカット	10-42mm	60
1955-35	ノバラライフ 2 コンベックス リング	55mm フランジ	ブレカット	35mm (~42mm)	60
1955-40	ノバラライフ 2 コンベックス リング	55mm フランジ	ブレカット	40mm	60
1970-10	ノバラライフ 2 コンベックス リング	70mm フランジ	フリーカット	10-59mm	60
1970-40	ノバラライフ 2 コンベックス リング	70mm フランジ	ブレカット	40mm (~59mm)	60
1970-45	ノバラライフ 2 コンベックス リング	70mm フランジ	ブレカット	45mm (~59mm)	60
3015-15	ノバラライフ 1 TRE™ マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-70×90mm	32
3016-15	ノバラライフ 1 TRE™ マキシ	透明	フリーカット	15-70×90mm	32
3017-15	ノバラライフ 1 TRE™ マキシ	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-55×70mm	32
3017-25	ノバラライフ 1 TRE™ マキシ	肌色 (あんしん窓)	ブレカット	25mm	32
3017-30	ノバラライフ 1 TRE™ マキシ	肌色 (あんしん窓)	ブレカット	30mm	32
3018-15	ノバラライフ 1 TRE™ マキシ	透明	フリーカット	15-55×70mm	32
3018-25	ノバラライフ 1 TRE™ マキシ	透明	ブレカット	25mm	32
3018-30	ノバラライフ 1 TRE™ マキシ	透明	ブレカット	30mm	32
3023-15/10	ノバラライフ 1 TRE™	肌色 (あんしん窓)	フリーカット	15-55×70mm	32
3023-25/10	ノバラライフ 1 TRE™	肌色 (あんしん窓)	ブレカット	25mm	32
3023-30/10	ノバラライフ 1 TRE™	肌色 (あんしん窓)	ブレカット	30mm	32
3023-35/10	ノバラライフ 1 TRE™	肌色 (あんしん窓)	ブレカット	35mm	32
3023-40/10	ノバラライフ 1 TRE™	肌色 (あんしん窓)	ブレカット	40mm	32
3024-15/10	ノバラライフ 1 TRE™	透明	フリーカット	15-55×70mm	32

Index 製品番号順索引

製品番号	製品名称	規格			ページ
3024-25/10	ノバライフ1 TRE™	透明	プレカット	25mm	32
3024-30/10	ノバライフ1 TRE™	透明	プレカット	30mm	32
3024-35/10	ノバライフ1 TRE™	透明	プレカット	35mm	32
3024-40/10	ノバライフ1 TRE™	透明	プレカット	40mm	32
3024-45/10	ノバライフ1 TRE™	透明	プレカット	45mm	32
3025-15/10	ノバライフ1 TRE™ ミニ	肌色	フリーカット	15-38×50mm	32
3026-15/10	ノバライフ1 TRE™ ミニ	透明	フリーカット	15-38×50mm	32
3041-30	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色(あんしん窓)	プレカット	30mm (~37mm)	34
3041-35	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色(あんしん窓)	プレカット	35mm	34
3041-37	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-37mm	34
3041-40	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色(あんしん窓)	プレカット	40mm (~46mm)	34
3041-46	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-46mm	34
3041-59	ノバライフ1 TRE™ コンベックス マキシ	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-59mm	34
3042-24	ノバライフ1 TRE™ コンベックス ミニ	透明	フリーカット	15-24mm	34
3042-30	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	プレカット	30mm (~37mm)	34
3042-35	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	プレカット	35mm	34
3042-37	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	フリーカット	15-37mm	34
3042-40	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	プレカット	40mm (~46mm)	34
3042-46	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	フリーカット	15-46mm	34
3042-59	ノバライフ1 TRE™ コンベックス マキシ	透明	フリーカット	15-59mm	34
3045-24	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-24mm	34
3045-25	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	肌色(あんしん窓)	プレカット	25mm	34
3046-24	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	フリーカット	15-24mm	34
3046-25	ノバライフ1 TRE™ コンベックス	透明	プレカット	25mm	34
3081-24	ノバライフ1 TRE™ フィット	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-24mm	33
3081-25	ノバライフ1 TRE™ フィット	肌色(あんしん窓)	プレカット	25mm	33
3081-30	ノバライフ1 TRE™ フィット	肌色(あんしん窓)	プレカット	30mm	33
3081-34	ノバライフ1 TRE™ フィット	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-34mm	33
3081-35	ノバライフ1 TRE™ フィット	肌色(あんしん窓)	プレカット	35mm	33
3081-40	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色(あんしん窓)	プレカット	40mm	33
3081-44	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-44mm	33
3081-45	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色(あんしん窓)	プレカット	45mm	33
3081-54	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-54mm	33
3082-24	ノバライフ1 TRE™ フィット	透明	フリーカット	15-24mm	33
3082-25	ノバライフ1 TRE™ フィット	透明	プレカット	25mm	33
3082-30	ノバライフ1 TRE™ フィット	透明	プレカット	30mm	33
3082-34	ノバライフ1 TRE™ フィット	透明	フリーカット	15-34mm	33
3082-35	ノバライフ1 TRE™ フィット	透明	プレカット	35mm	33
3082-40	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	プレカット	40mm	33
3082-44	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	フリーカット	15-44mm	33
3082-45	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	プレカット	45mm	33
3082-54	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	フリーカット	15-54mm	33
3083-25	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色(あんしん窓)	プレカット	25mm	33
3083-30	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色(あんしん窓)	プレカット	30mm	33
3083-34	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色(あんしん窓)	フリーカット	15-34mm	33
3083-35	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	肌色(あんしん窓)	プレカット	35mm	33
3084-25	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	プレカット	25mm	33
3084-30	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	プレカット	30mm	33
3084-34	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	フリーカット	15-34mm	33
3084-35	ノバライフ1 TRE™ フィット マキシ	透明	プレカット	35mm	33

製品番号	製品名称	規格	ページ
3136-15	ノバライフ2 TRE™ リング	36mm フランジ フリーカット 15-28mm	56
3143-15	ノバライフ2 TRE™ リング	43mm フランジ フリーカット 15-35mm	56
3143-25	ノバライフ2 TRE™ リング	43mm フランジ ブレカット 25mm	56
3143-30	ノバライフ2 TRE™ リング	43mm フランジ ブレカット 30mm	56
3155-15	ノバライフ2 TRE™ リング	55mm フランジ フリーカット 15-47mm	56
3155-35	ノバライフ2 TRE™ リング	55mm フランジ ブレカット 35mm	56
3155-40	ノバライフ2 TRE™ リング	55mm フランジ ブレカット 40mm	56
3170-15	ノバライフ2 TRE™ リング	70mm フランジ フリーカット 15-62mm	56
3236-15	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	36mm フランジ フリーカット 15-23mm	58
3243-15	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	43mm フランジ フリーカット 15-30mm	58
3243-25	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	43mm フランジ ブレカット 25mm	58
3243-30	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	43mm フランジ ブレカット 30mm	58
3255-15	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	55mm フランジ フリーカット 15-42mm	58
3255-35	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	55mm フランジ ブレカット 35mm	58
3255-40	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	55mm フランジ ブレカット 40mm	58
3270-15	ノバライフ2 TRE™ コンベックス リング	70mm フランジ フリーカット 15-59mm	58
3343-15	ノバライフ2 TRE™ フィット リング	43mm フランジ フリーカット 15-25mm	57
3343-25	ノバライフ2 TRE™ フィット リング	43mm フランジ ブレカット 25mm	57
3355-15	ノバライフ2 TRE™ フィット リング	55mm フランジ フリーカット 15-38mm	57
3355-30	ノバライフ2 TRE™ フィット リング	55mm フランジ ブレカット 30mm	57
3355-35	ノバライフ2 TRE™ フィット リング	55mm フランジ ブレカット 35mm	57
3370-15	ノバライフ2 TRE™ フィット リング	70mm フランジ フリーカット 15-52mm	57
3491-15	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー	肌色 フリーカット 15-55×70mm (タテ×ヨコ)	46
3492-15	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー	透明 フリーカット 15-55×70mm (タテ×ヨコ)	46
3492-25	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー	透明 フリーカット 25-55×70mm (タテ×ヨコ)	46
3494-24	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス	透明 フリーカット 15-24mm	48
3494-25	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス	透明 ブレカット 25mm	48
3494-30	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス	透明 ブレカット 30mm (~37mm)	48
3494-37	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス	透明 フリーカット 15-37mm	48
3494-46	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー コンベックス	透明 フリーカット 15-46mm	48
3496-24	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット	透明 フリーカット 15-24mm	47
3496-25	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット	透明 ブレカット 25mm	47
3496-30	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット	透明 ブレカット 30mm	47
3496-34	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット	透明 フリーカット 15-34mm	47
3496-44	ノバライフ1 TRE™ ウロストミー フィット	透明 フリーカット 15-44mm	47
09000-0000	ダンサックベルト	白100cm	76
09075-0000	ベルトパック 85mm (ワンピース用)	ベルトプレート5枚 / ベルト(白)1本	76
09076-0000	ベルトパック 48mm (ワンピース用)	ベルトプレート5枚 / ベルト(肌色)1本	76
71000-0000	スキンティッシュ	50枚入	74
77550-0	ソフトペースト	50g	73

- ダンサック全製品は、安全・品質・サービスともにヨーロッパの規格を満たしている製品に与えられる「CE」マークを取得しています。
- ベルクロはVelcro BVBAの登録商標です。
- 本カタログに掲載されている情報は、医療従事者によるアドバイスの代わりになるものではありません。
- 本カタログの製品寸法は若干の誤差が生じる場合がございますので、目安としてご参照ください。
- 本カタログに明記されている価格は、メーカー希望小売価格です。
- 製品の仕様、価格は予告なく変更することがございます。ご了承ください。
- ご使用に関しては使用説明書をよくお読みください。
- 商品は高温多湿を避け保管してください。
- ストーマ袋は臭いの強い物の近くで保管しないでください。
- ストーマ袋を廃棄する際には、まず使用済みのストーマ袋を空にしてから、地域毎のゴミ処理方法に合わせて廃棄してください。
- 商品のお問い合わせやご注文に際しては、品名、製品番号、ストーマサイズなどの規格をお知らせください。



ホリスターの
アクセサリー
Hollister accessories

泡つるりん(236mlボトル/8mlパック)

アダプト消臭潤滑剤 **消臭潤滑剤**

- 優れた潤滑効果で、簡単にストーマ袋からの排出が可能
- 高い消臭効果で、排泄物のおいをコントロール
- 界面活性剤成分がストーマ袋内の清潔を保持
- 各種消臭ガス抜きフィルターの効果を助長
- ストーマ袋にダメージを与えない水溶性

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
78500	236mlボトル	1本/箱	2,800円	3,080円
78501	8mlパック	50枚/箱	3,800円	4,180円

主成分：精製水、プロピレングリコール、ポロキサマー188NF、N-エチレン N-SOYAモルホリニウムエソサルフェート、ヒドロオキシエチルセルロース、オクトキシノール-9、フェノキシエタノール、メチルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン、プロピルパラベン、イソブチルパラベン、水酸化ナトリウム



泡つるりん 使用方法

STEP1 入れる

泡つるりん 約5ml※をストーマ袋の中に入れてください。

※小さじ1杯程度、パックの場合は1袋全て

ストーマの袋の裾から入れる場合




フレンジ部分から入れる場合



STEP2 なじませる

ストーマ袋全体に泡つるりんをなじませます。



STEP3 泡を確認

ストーマ袋の中全体に泡が確認できれば完了です。

※しばらくすると泡は消えますが、全体に広がった“泡つるりん”により消臭・潤滑効果を発揮します。



※ストーマ装具の交換時や排泄物の排出のたびにに入れてください。

アダプトストーマパウダー 28.3g

粉状皮膚保護剤

- ストーマ周囲などの皮膚を保護する粉状皮膚保護剤
- 皮膚障害のある部位に薄く充填し、面板の密着を補助

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7906	28.3g	1本/箱	1,100円	1,210円

主成分：ゼラチン、ペクチン、カルボキシメチルセルロース



ストーマ周囲皮膚に 軽いびらんがある方に

- 装着した装具とストーマの隙間に充填し、皮膚への排泄物の付着を防ぎます。
 - 皮膚障害部位など湿った環境に薄く充填することで皮膚保護剤の密着を補助します。
- ※余分なパウダーは軽く振り落としてから面板を貼付してください。

振りかける



アダプト保護膜パック

皮膚被膜剤

- スキンケア成分配合
(アロエベラ脱色全葉エキス+ヒアルロン酸ナトリウム 配合)
- 水分ベースなので、肌から必要な油分や水分を奪わない
- 高い透湿性で自然な皮膚呼吸を妨げない
- 低刺激で肌にやさしい、ノンアルコール

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7917R	50枚	50枚/箱	2,000円	2,200円

主成分：水分ベース(ノンアルコール)、水分、PVP、プチレングリコール、酢酸ビニル・ビニルピロリドン共重合体、アロエベラ脱色全葉エキス、ヒアルロン酸ナトリウム、オクトキシノール-9、PED-12 ジメチコンエテト酸二ナトリウム、ジアゾニジル尿素、3-ヨード-2-カルバミン酸塩



アダプト保護膜パック 使用方法

1. 使用する前に、皮膚を清潔で乾いた状態にします。
 2. アダプト保護膜パックを薄くまんべんなく塗り、乾かします。
- ※ 傷のある皮膚面(びらん、ただれ、褥瘡等)や敏感な場所(目や目の周辺)には使用できません。

はくり アダプト剥離剤スプレー

粘着剥離剤

- 皮膚保護剤をしっかりと剥離、のり残りの心配なし
- 剥離後、肌はサラサラで装具交換をより簡単に(シリコン素材使用)
- お肌に低刺激のノンアルコール剥離剤

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7737	50ml	1本/箱	1,900円	2,090円


主成分：ヘキサメチルジシロキサン

加圧ガス：ニトロゲン



とくらく
得楽タイプ

どの角度からでも
スプレー可能



はくり アダプト剥離剤パック

粘着剥離剤

- 皮膚保護剤をしっかりと剥離、のり残りの心配なし
- 剥離後、肌はサラサラで装具交換をより簡単に(シリコン素材使用)
- お肌に低刺激のノンアルコール剥離剤
- パックは必要分だけ持ち運べるので外出にも便利

製品番号	規格	包装単位	本体価格(税抜)	本体価格(税込)
7760	50枚	50枚/箱	1,800円	1,980円

主成分：ヘキサメチルジシロキサン



はくり 剥離剤 使用方法

1. 皮膚保護剤や粘着テープの端を剥がし、剥離剤を使用し優しく剥がします。
2. 皮膚保護剤や粘着テープが皮膚から完全に剥がれたら、粘着剤の残りを優しく拭き取ります。
3. 皮膚を水と石鹸で洗い、よくすすぎ、水分を十分に拭き取ります。

※スプレーは、振らずに使用できます。

[注意事項]火気厳禁。直射日光、電気器具、熱源の近くでご使用しないでください。

株式会社ホリスター ダンサック

〒140-0002東京都品川区東品川2-2-8 スフィアタワー天王洲21階

FAX: 050-3730-2628 E-MAIL: info@dansac.jp URL: www.dansac.jp

お問い合わせ先

 0120-977138

使用する前に、使用目的、禁忌、警告、注意事項、および使用方法について使用説明書を必ずお読みください。

Dansacのロゴ、NovaLife、TREは、Dansac A/Sの商標です。©2024 Dansac A/S

JPD340-202409S

